

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA							
ATENCIÓN AL USUARIO	ATENCIÓN AL USUARIO			ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
FARMACIA GENERAL	FARMACIA GENERAL			ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTANILLA UNICA	VENTANILLA UNICA			ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIAS PEDIATRIA	URGENCIAS PEDIATRIA			ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
OFTALMOLOGÍA	OFTALMOLOGÍA			ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL			ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AMBULATORIOS ESTACIÓN DE ENFERMERIA	AMBULATORIOS			ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
AMBULATORIOS CONSULTORIOS	AMBULATORIOS			ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AMBULATORIOS OFICINA DE COORDINACIÓN	AMBULATORIOS			ANUAL	ENERO	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UNIDADES INTERMEDIAS 1er PISO (CANTIDAD 3)	1er PISO			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
GESTIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DOCUMENTAL			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BAÑOS SALA DE ESPERA 1er PISO ZONA SIAU	1er PISO ZONA SIAU			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BAÑOS SALA DE ESPERA 1er PISO ZONA LABORATORIO	1er PISO ZONA LABORATORIO			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
ODONTOLOGÍA	ODONTOLOGÍA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BAÑO DE PERSONAL	AL LADO DE ODONTOLOGÍA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
OFICINA HUMANIZACION	OFICINA UBICADA AL LADO DE ASSTRACUD			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA CUARTO ESTACIÓN DE ENFERMERIA	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA CAFETIN	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA CUARTO DE MEDICAMENTOS	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA BAÑO DE PERSONAL	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 1-2	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 3-4	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 5-6	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 7-8	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 9-10	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 11-12	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 13-14	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 15-16	MEDICINA INTERNA			ANUAL	FEBRERO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 17-18	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 19-20	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 21-22	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 23-24	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
COCINETA MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
BAÑO ESTACIÓN DE ENFERMERIA	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CUARTO DE MEDICAMENTOS MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
OFICINA FACTURACIÓN MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA CUARTOS DE ASEO (CANT 2)	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA PASILLOS	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 25-26	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 27-28	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 29-30	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 31-32	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 33-34	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 35-36	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 37-38	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 39-40	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 41-42	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 43-44	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 45	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 46-47	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 48	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 49-50	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MEDICINA INTERNA HABITACIÓN 51	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
TRABAJO SUCIO MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA			ANUAL	MARZO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LABORATORIO FACTURACIÓN	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
LABORATORIO SECRETARIA	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LABORATORIO CUBICULO 1	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
LABORATORIO CUBICULO 2	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LABORATORIO CUBICULO 3	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
LABORATORIO OFICINA COORDINACIÓN	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LABORATORIO AREA DE UNIDAD TRANSFUSIONAL	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
LABORATORIO AREA DE QUIMICA SANGUINEA	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LABORATORIO AREA DE HEMATOLOGÍA Y LECTURA	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
LABORATORIO AREA DE HORMONAS	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LABORATORIO AREA DE MICROSCOPIA	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
LABORATORIO AREA DE PROCESOS	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LABORATORIO AREA DE MICROBIOLOGÍA	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
LABORATORIO CAFETÍN	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LABORATORIO AREA DE ARCHIVO	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
LABORATORIO BAÑO PERSONAL	LABORATORIO			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
SALA FISIOTERAPIA	FISIOTERAPIA			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
CONSULTORIO PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CONSULTORIO TERAPIA OCUPACIONAL				ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CONSULTORIO TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CONSULTORIO FONOAUDIOLOGÍA				ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CUARTO DE ASEO FISIOTERAPIA				ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CUARTO DE PARAFINA FISIOTERAPIA	FISIOTERAPIA			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
BAÑO PACIENTES FISIOTERAPIA	FISIOTERAPIA			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BAÑO FUNCIONARIOS FISIOTERAPIA	FISIOTERAPIA			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
CAFETÍN FISIOTERAPIA	FISIOTERAPIA			ANUAL	ABRIL	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LAVANDERIA	LAVANDERIA			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UNIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS CENTRAL	UNIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS CENTRAL			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UNIDAD DE RESIDUOS NO PELIGROSOS CENTRAL	UNIDAD DE RESIDUOS NO PELIGROSOS CENTRAL			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UNIDAD DE RECICLAJE	UNIDAD DE RECICLAJE			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div> <div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ALMACEN	ALMACEN			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
OFICINA ALMACEN	ALMACEN			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BODEGA FARMACIA	FARMACIA			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PASILLOS EDIFICIO DE MANTENIMIENTO	PASILLOS EDIFICIO DE MANTENIMIENTO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FACHADA PARQUEADERO INTERNO	PARQUEADERO INTERNO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CUARTO CONDUCTORES DE AMBULANCIA	CUARTO CONDUCTORES DE AMBULANCIA			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CUARTO DE LAVADO DE AMBULANCIAS	CUARTO DE LAVADO DE AMBULANCIAS			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
OFICINA DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AUDITORIO MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
OFICINA COORDINACIÓN ASEO	OFICINA COORDINACIÓN ASEO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TALLER BIOMEDICO	TALLER BIOMEDICO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
TALLER DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BODEGA GENERAL 2do PISO	ALMACEN			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PASILLOS 1re PISO TODO EL HOSPITAL	PRIMER PISO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
GRADERIA 2do PISO ZONA ALTAR	SEGUNDO PISO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
GRADERIA 2do PISO ZONA CONSULTORIOS	SEGUNDO PISO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
GRADERIA 2do PISO ZONA SIAU	SEGUNDO PISO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
GRADERIA 2do PISO ZONA LAVANDERIA	SEGUNDO PISO			ANUAL	MAYO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CIRUGÍA CUARTO DE ASEO	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CIRUGÍA AUDITORIA DE CUENTAS Y FACTURACIÓN	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CIRUGÍA ADMISIÓN	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CIRUGÍA RECEPCIÓN	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CIRUGÍA VESTIER MUJ ERES	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CIRUGÍA OFICINA DE ENFERMERIA	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CIRUGÍA RECUPERACIÓN	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CIRUGÍA BODEGA DE INSUMOS	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CIRUGÍA PASILLOS	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CIRUGÍA BAÑO PRINCIPAL DAMAS	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CIRUGÍA FARMACIA	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.  Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.  Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.  Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.  Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.  Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.
CIRUGÍA ADMISIÓN PREPARACIÓN PACIENTES	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.  Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.  Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.  Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.  Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.  Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CIRUGÍA CUARTO DE MEDICOS	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CIRUGÍA CORTA ESTANCIA	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
QUIROFANO 1	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
QUIROFANO 2	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
QUIROFANO 3	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
QUIROFANO 4	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
QUIROFANO 5	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
QUIROFANO 6	CIRUGÍA			ANUAL	JUNIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AREA ESTERIL (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
AREA DE ALMACENAMIENTO (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AREA ENTREGA DE MATERIAL (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
AREA DE LAVADO (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AREA DE PREPARACIÓN Y EMPAQUE (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
AREA DE AUTOCLAVE 1 (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AREA DE AUTOCLAVE 2 (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
OFICINA COORDINACIÓN (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAFETÍN (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
BAÑO (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PASILLOS (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
ORTOPEDIA HABITACION 1-5	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ORTOPEDIA HABITACION 6-10	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
ORTOPEDIA HABITACIÓN 11-15	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ORTOPEDIA BAÑO Y PASILLO	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
ORTOPEDIA ESTACIÓN DE ENFERMERIA	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ORTOPEDIA CUARTO DE MEDICAMENTOS	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
ORTOPEDIA CUARTO DE LOCKER	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ORTOPEDIA CAFETIN	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
ORTOPEDIA BAÑO DE PERSONAL	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ORTOPEDIA CUARTO DE INSUMOS	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
ORTOPEDIA BODEGA	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ORTOPEDIA CUARTO DE ASEO	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
ORTOPEDIA BAÑO PACIENTES	ORTOPEDIA			ANUAL	JULIO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ORTOPEDIA PASILLO	ORTOPEDIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
QUIRURGICAS CUARTO DE MEDICAMENTOS	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
QUIRURGICAS POCETA	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
QUIRURGICAS BAÑO DE PERSONAL	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
QUIRURGICAS ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
QUIRURGICAS HABITACIÓN 1-4	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
QUIRURGICAS HABITACIÓN 5-9	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
QUIRURGICAS HABITACIÓN 10-12	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
QUIRURGICAS HABITACIÓN 13-14	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
QUIRURGICAS BAÑO DE PACIENTES PASILLO	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
QUIRURGICAS CUARTO DE ASEO	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
QUIRURGICAS CUARTO DE MEDICAMENTOS	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
QUIRURGICAS CUARTO ELECTRICO	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
QUIRURGICAS PASILLO INTERNO	QUIRURGICAS			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA CONSULTORIO DE URGENCIAS	PEDIATRIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PEDIATRIA CUARTO DE ASEO	PEDIATRIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA HABITACIÓN 1	PEDIATRIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
PEDIATRIA HABITACIÓN 2-4	PEDIATRIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA HABITACIÓN 5-8	PEDIATRIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PEDIATRIA HABITACIÓN 9-12	PEDIATRIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA HABITACIÓN 13-16	PEDIATRIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PEDIATRIA HABITACIÓN 17-20	PEDIATRIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA HABITACIÓN 21-24	PEDIATRIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PEDIATRIA HABITACIÓN 25	PEDIATRIA			ANUAL	AGOSTO	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA HABITACIÓN 26-28	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PEDIATRIA HABITACIÓN 29-31	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA CUARTO DE MEDICOS	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PEDIATRIA REANIMACIÓN	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA ESTACIÓN DE ENFERMERIA	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PEDIATRIA CUARTO DE MEDICAMENTOS	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA OFICINA DE MEDICOS	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PEDIATRIA CUARTO DE INSUMOS	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA CUARTO DE ROPA SUCIA	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.  Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.  Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.  Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.  Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.  Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.
PEDIATRIA CAFETIN	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.  Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.  Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.  Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.  Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.  Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA BAÑOS DE PACIENTES	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
PEDIATRIA CUARTO ELECTRICO	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PEDIATRIA AUDITORIO	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
PEDIATRIA TRIAGE	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
OFICINA DOCENCIA SERVICIOS(AL LADO DE QUIRURGICAS)	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.  Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.  Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.  Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.  Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.  Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.
PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍA	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.  Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.  Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.  Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.  Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.  Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AUDITORIA	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
COORDINACIÓN HOSPITALIZACIÓN	PEDIATRIA			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
COORDINACIÓN CIRUGÍA	SEGUNDO PISO			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
FACTURACIÓN GESTIÓN DE AUTORIZACIONES	SEGUNDO PISO			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FACTURACIÓN MERCADEO	SEGUNDO PISO			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
OFICINA FACTURACIÓN (4 AMBIENTES)	SEGUNDO PISO			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FACTURACIÓN CAFETÍN	SEGUNDO PISO			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
FACTURACIÓN BAÑO DE PERSONAL	SEGUNDO PISO			ANUAL	SEPTIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BODEGA DE TESORERIA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
FINANCIERA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
APOYO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
PLANEACIÓN	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca  
Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TALENTO HUMANO	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CONTROL INTERNO	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CALIDAD	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
CAFETÍN AREA ADMINISTRATIVA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
PASILLOS AREA ADMINISTRATIVA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
JURIDICA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
TESORERIA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
GERENCIA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
SALA DE ESPERA GERENCIA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BAÑOS AREA ADMINISTRATIVA MUJERES	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BAÑOS AREA ADMINISTRATIVA HOMBRES	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
SALA DE ESPERA CIRUGÍA	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PASILLOS 2do PISO	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
GRADERIA 2do PISO	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UNIDADES INTERMEDIAS 2do PISO (3 UNIDADES)	SEGUNDO PISO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
SUBESTACIÓN	PARQUEADERO INTERNO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PLANTA	PARQUEADERO INTERNO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CENTRAL DE GASES MEDICINALES	CENTRAL DE GASES MEDICINALES			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BODEGA DE CILINDROS DE OXIGENO	BODEGA DE CILINDROS DE OXIGENO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
MORGUE	PARQUEADERO INTERNO			ANUAL	OCTUBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS REANIMACIÓN	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIAS PASILLOS (Incluye puertas y ventanas) Si aplica	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS CUARTO DE CANALIZACIONES	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIAS ADMISIÓN Y FACTURACIÓN	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS CUARTO DE PROCEDIMIENTOS	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIAS CAFETIN	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS CUARTO DE RESIDUOS	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.  Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.  Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.  Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.  Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.  Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.
URGENCIAS CUARTO DE CAMILLEROS	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.  Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.  Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.  Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.  Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.  Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div> <div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS CUARTO ALMACENAMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIAS SALA MUJERES ZONA 1	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS SALA MUJERES ZONA 2 Y ESTACIÓN DE ENFERMERIA	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIA SALA MUJERES ZONA 3	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS SALA MUJERES ZONA 4	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIAS CUARTO DE MEDICAMENTOS SALA MUJERES	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS SALA DE ESPERA PRINCIPAL (INGRESO)	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIAS SALA DE ESPERA 2	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div> <div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS TRIAGE	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
COORDINACIÓN URGENCIAS	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS ESTACIÓN DE ENFERMERIA SALA HOMBRES	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIAS CUARTO DE MEDICAMENTOS SALA HOMBRES	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 1 a 6	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 7 a 9	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 10	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 11 a 13	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 14 a 21 Y SALA DE ESPERA 2	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.  Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.  Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.  Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.  Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.  Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.
URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 22 a 26	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.  Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.  Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.  Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.  Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.  Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS SALA HOMBRES ZONA 27 a 30	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
CONSULTORIO URGENCIAS 1	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CONSULTORIO URGENCIAS 2	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
CONSULTORIO URGENCIAS 3	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CONSULTORIO URGENCIAS 4	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
URGENCIAS BAÑOS SALA MUJERES	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div> <div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS BAÑOS SALA HOMBRES	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
URGENCIAS POCETAS	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
URGENCIAS COORDINACIÓN	URGENCIAS			ANUAL	NOVIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
FACHADA EXTERNA ENTRADAS PRINCIPALES	ENTRADA PRINCIPAL			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FACHADA INTERNA COSTADO PARQUEADERO PUBLICO	PARQUEADERO INTERNO			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
FACHADA INTERNA COSTADO CANCHA DE FUTBOL	PARQUEADERO INTERNO			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AUDITORIO PRINCIPAL	GERENCIA			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI CUARTO MEDICO	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI VESTIER				ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI INGRESO FAMILIARES	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI CUARTO DE ASEO	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI ROPA SUCIA				ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI INFORMACIÓN	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI HABITACIÓN 1	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
DIRECCIÓN: CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca  
PLAN DE MANTENIMIENTO DE: Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI HABITACIÓN 2				ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI HABITACIÓN 3	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>



<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI HABITACIÓN 4	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI HABITACIÓN 5				ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI HABITACIÓN 6	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI HABITACIÓN 7	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI HABITACIÓN 8				ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI HABITACIÓN 9	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI HABITACIÓN 10	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI HABITACIÓN 11				ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI HABITACIÓN 12	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI HABITACIÓN 13	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI HABITACIÓN 14				ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI HABITACIÓN 15	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI HABITACIÓN 16	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI CUARTO EVOLUCIÓ MEDICA				ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI ESTACIÓN DE ENFERMERIA	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
UCI ROPA LIMPIA	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI TRABAJO LIMPIO	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI TRABAJO SUCIO	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>
UCI AREA DE EQUIPOS MEDICOS				ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</p> <p>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</p> <p>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</p> <p>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</p> <p>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</p> <p>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</p>

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UCI BAÑO	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes hidráulicos: Verificar y realizar ajustes en las instalaciones hidráulicas para asegurar un funcionamiento adecuado y prevenir filtraciones.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Reparación de techos y tejas: Identificar áreas deterioradas en el techo, cambiar tejas en mal estado o realizar reparaciones necesarias para evitar filtraciones y daños estructurales.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>
UCI PASILLO INTERNOS	UCI			ANUAL	DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<div>Identificación y reparación de humedades: Inspeccionar y detectar áreas con presencia de humedad. Proceder a pelar, resanar e impermeabilizar las zonas afectadas para evitar futuros daños.</div> <div>Ajustes de puertas y ventanas: Revisar y corregir el estado de puertas y ventanas para mejorar su funcionamiento y evitar el ingreso de humedad o corrientes de aire.</div> <div>Instalación o ajustes en media caña de paredes y piso: Realizar trabajos de instalación o ajustes en las uniones entre paredes y piso para garantizar un acabado uniforme y libre de fisuras.</div> <div>Pintura: Preparar adecuadamente las superficies a pintar. Esto incluye resanar y lijar las paredes antes de aplicar pintura, garantizando así un acabado limpio y duradero.</div> <div>Corrección de tomacorrientes y switches: Revisar, cambiar o reparar los tomacorrientes y switches defectuosos para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas.</div> <div>Cambio de luminaria: Sustituir las luminarias dañadas o que no cumplen con los estándares de iluminación adecuados para el área.</div>

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca  
Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TABLEROS ELECTRICOS				TRIMESTRAL	MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE	TECNICOS HDMCR	<p>Normalmente se hacen una vez al año pero teniendo en cuenta el estado actual es mejor. Esto debe incluir:</p> <p>Observar que el tablero eléctrico no presente daños visibles, piezas flojas o sueltas. Mientras esté energizado se debe comprobar que no exista interruptores y cables que estén disipando más calor del debido</p> <p>Retirar el polvo asentado y acumulado entre el tablero, los cables y los interruptores. Reajustar los bornes de conexión de los interruptores y dispositivos existentes, poniendo especial atención en cada componente para detectar si este tiene rastros de calentamiento. Si está presente algún rastro, anotarlo y posteriormente desconectarlo y/o desarmarlo para definir la causa del calentamiento.</p> <p>Verificar que los cables conductores de tierra estén asegurados, correctamente conectados y que exista continuidad eléctrica entre los cables y la estructura del tablero.</p> <p>Si hay elementos de potencia para conmutación, desarmarlos y ver el estado, así como limpiar cada uno de los componentes</p> <p>Verificar que los conductores eléctricos estén bien apretados y que además tengan continuidad eléctrica con la estructura del tablero.</p> <p>Limpiar el gabinete con algún solvente noble para retirar polvo o rastros de humo, algunas veces es normal que los rastros de "humo" estén presentes, no significando que exista un sobrecalentamiento. Limpiar las entradas naturales de ventilación en caso de existir.</p>
CUBIERTAS	TERRAZA			MENSUAL	MENSUAL	TECNICOS HDMCR	<p>LOSAS DE CUBIERTAS</p> <p>Revisión de estado de losas de cubiertas (monto impermeabilizante, sifones, mediacañas,)</p> <p>CUBIERTAS EN TEJAS</p> <p>Revisión de estado de elementos de cubierta (tejas, canales, bajantes)</p> <p>LIMPIEZA</p> <p>De viga canales, sifones, alfajías</p>

MANTENIMIENTO DE LA DOTACION EQUIPO BIOMEDICO	
--	--

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AGITADOR DE MANZINI	LABORATORIO	2545	80012932	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa / interna. Revisar sistema eléctrico y accesorios (cables, enchufes, conectores y terminales). Revisar estado de partes mecánicas (plataforma, ejes y engranajes, etc.) lubricar o reemplazar si es necesario. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
AGITADOR DE MANZINI	LABORATORIO	2573	5659220258294	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa / interna. Revisar sistema eléctrico y accesorios (cables, enchufes, conectores y terminales). Revisar estado de partes mecánicas (plataforma, ejes y engranajes, etc.) lubricar o reemplazar si es necesario. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ASPIRADOR	CIRUGIA	1553	0175	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	CIRUGIA	5522	SU15D00274	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ASPIRADOR	CIRUGIA	7287	149599	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	CIRUGIA	7288	149600	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	ENDOSCOPIA	4222	L315	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	ENDOSCOPIA	7286	149598	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	MEDICINA INTERNA	1821	NR	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	MEDICINA INTERNA	6429	L17-19127	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	ODONTOLOGIA	4221	NR	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	ORTOPEDIA	7284	149596	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	PEDIATRIA	7281	149593	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	PEDIATRIA	7323	L8-20-144	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	QUIRURGICAS	7283	149595	SEMESTRAL	JULIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	SERVICIO AMBULANCIA	4350	00192	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	SERVICIO AMBULANCIA	6668	117911	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	SERVICIO AMBULANCIA	2379251	YU22030015	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	UCI	6870	L6-20157	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	URGENCIAS	7282	149594	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
ASPIRADOR	URGENCIAS	7285	149597	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	642	110302017-002	CUATRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Realizar limpieza externa e interna del equipo, verificación de todas las uniones, acoples y tuberías,empaque de puerta, resistencia, visor de agua, presostato de cámara y chaqueta. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo con carga y sin carga con indicadores biológicos y químicos.
BANDA CAMINADORA	FISIOTERAPIA	7193	210128035	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Eliminación de todo material extraño (tierra, polvo, suciedad, materia orgánica, Inspección del sistema eléctrico y accesorios (conector de alimentación, devanados del motor, estado escobillas, etc.), Inspección de la banda, sujetador, botones del panel de control y demás selectores de ajuste. Verificación funcional de sistema eléctrico (motor, switches y comandos) y modos de usuario, Verificación de encendido/apagado, velocidades y trabajo electromecánico y funcionamiento general del equipo
BANDA CAMINADORA	FISIOTERAPIA	7194	210128066	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Eliminación de todo material extraño (tierra, polvo, suciedad, materia orgánica, Inspección del sistema eléctrico y accesorios (conector de alimentación, devanados del motor, estado escobillas, etc.), Inspección de la banda, sujetador, botones del panel de control y demás selectores de ajuste. Verificación funcional de sistema eléctrico (motor, switches y comandos) y modos de usuario, Verificación de encendido/apagado, velocidades y trabajo electromecánico y funcionamiento general del equipo
BAÑO DE MARIA	LABORATORIO	2571	860831	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Realizar limpieza externa e interna del equipo, Verificación de sus componentes eléctricos y electrónicos. Verificación de fugas y temperatura del equipo. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BAÑO SECO	LABORATORIO	2540	1094-0158	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Realizar limpieza externa e interna del equipo, Verificación de sus componentes eléctricos y electrónicos. Verificación de fugas y temperatura del equipo. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	ALIMENTACIÓN	6117	630076	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecánicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CIRUGIA	611	NR	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecánicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	2656	1600014482	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecánicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	4312	402WA03033	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecánicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	5008	180830	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecánicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	5839	BANM2015774	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecánicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	5841	BANM2015613	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecánicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7162	4500018228	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecánicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7163	4500018296	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecánicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7164	4500018303	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7165	4500018305	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7166	4500018309	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7168	4500018311	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7169	4500018312	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7170	4500018315	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7171	4500018316	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7172	4500018317	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7173	4500018576	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	CONSULTA EXTERNA	7174	4500018590	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	GESTIÓN AMBIENTAL	6134	NR	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	LAVANDERIA	3408	NR	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	MEDICINA INTERNA	2164	NR	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	PEDIATRIA	5319	402WA02670	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	URGENCIAS	2691	NR	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	URGENCIAS	7161	4500018111	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA	URGENCIAS PEDIATRIA	7167	4500018310	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas. ajustar a cero si es necesario, Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BASCULA DIGITAL	PEDIATRIA	5984	8813171171233	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas y electronicas. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BASCULA DIGITAL	PEDIATRIA	7320	5490027992	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas y electronicas. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BASCULA DIGITAL	PEDIATRIA	7360	3500072343	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas y electronicas. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5815	NR	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas y electronicas. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5816	NR	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas y electronicas. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4128	NR	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas y electronicas. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5985	8354319170706	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas y electronicas. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA PEDIATRICA	PEDIATRIA	7160	8354006201469	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas y electronicas. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA PEDIATRICA	UCI	5814	NR	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas y electronicas. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BÁSCULA PEDIATRICA	URGENCIAS PEDIATRIA	7159	8354006201461	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, verificar el estado de las partes mecanicas y electronicas. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
BICICLETA ESTÁTICA	FISIOTERAPIA	7220	NR	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, revisar accesorios y carcasa del equipo. Realizar pruebas de funcionamiento.
BICICLETA ESTÁTICA	FISIOTERAPIA	7221	NR	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, revisar accesorios y carcasa del equipo. Realizar pruebas de funcionamiento.
BICICLETA ESTÁTICA	FISIOTERAPIA	7222	NR	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, lubricar las partes móviles, revisar accesorios y carcasa del equipo. Realizar pruebas de funcionamiento.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6447	2000120050208481	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6535	2000120050208102	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6537	2000120050208131	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6570	2000120050208517	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6893	2000120050311492	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	CIRUGIA	6896	2000120050311517	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6432	2000120050208009	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6435	2000120050208163	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6495	2000120050208206	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6499	2000120050208250	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6528	2000120050208982	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6529	2000120050208989	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6533	2000120050208029	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6536	2000120050208103	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6564	2000120050208464	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6576	2000120050208572	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6586	2000120050208892	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6589	2000120050208917	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6598	2000120050208959	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6609	2000120050208409	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6884	2000120050311463	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6891	2000120050311485	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6894	2000120050311508	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6899	2000120050311526	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6905	2000120050311559	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6920	2000120050311704	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6923	2000120050311718	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6935	2000120050310973	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	6936	2000120050310982	SEMESTRAL	JULIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	7017	90240120080683	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	7020	90240120080692	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	7023	90240120080698	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	8280	21121060075	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	8281	21121060091	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	8282	21121050167	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	GESTION TECNOLOGICA	8283	21121050186	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	6494	2000120050208181	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	6532	2000120050208019	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	6587	2000120050208893	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	6588	2000120050208894	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	6606	2000120050208321	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	6879	2000120050311009	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	6880	2000120050311023	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	6882	2000120050311296	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	6917	2000120050311659	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	6919	2000120050311697	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	8278	21121060049	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	8279	21121060056	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	8284	21121050211	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	8285	21121050223	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	8286	21121050233	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	MEDICINA INTERNA	8287	21121050239	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6534	2000120050208084	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6545	2000120050208276	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6546	2000120050208302	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6547	2000120050208309	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6926	2000120050311744	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	ORTOPEDIA	6927	2000120050311746	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	PEDIATRIA	6556	2000120050208374	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	PEDIATRIA	6900	2000120050311529	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	PEDIATRIA	6912	2000120050311606	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	PEDIATRIA	6915	2000120050311656	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	QUIRURGICAS	6543	2000120050208253	SEMESTRAL	JULIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	QUIRURGICAS	6544	2000120050208267	SEMESTRAL	JULIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	QUIRURGICAS	6931	2000120050310566	SEMESTRAL	JULIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	QUIRURGICAS	6932	2000120050310754	SEMESTRAL	JULIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	SERVICIO AMBULANCIA	6660	SK00432974	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	SERVICIO AMBULANCIA	6661	SK00432976	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	SERVICIO AMBULANCIA	7030	90240120080718	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	SERVICIO AMBULANCIA	7031	90240120080719	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6434	2000120050208114	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6436	2000120050208183	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6437	2000120050208197	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6438	2000120050208245	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6440	2000120050208338	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6442	2000120050208361	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6443	2000120050208397	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6444	2000120050208406	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6446	2000120050208451	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6448	2000120050208532	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6449	2000120050208602	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6450	2000120050208878	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6491	2000120050107972	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6492	2000120050208038	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6493	2000120050208088	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6496	2000120050208212	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6497	2000120050208235	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6498	2000120050208240	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6500	2000120050208277	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6501	2000120050208317	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6502	2000120050208328	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6503	2000120050208329	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6504	2000120050208378	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6505	2000120050208423	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6506	2000120050208435	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6507	2000120050208445	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6508	2000120050208470	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6510	2000120050208806	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6511	2000120050208863	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6512	2000120050208867	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6513	2000120050208876	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6515	2000120050208887	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6516	2000120050208888	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6517	2000120050208898	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6518	2000120050208936	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6519	2000120050208939	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6520	2000120050208941	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6521	2000120050208944	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6522	2000120050208952	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6523	2000120050208961	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6524	2000120050208968	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6525	2000120050208969	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6526	2000120050208975	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6527	2000120050208981	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6530	2000120050209000	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6541	2000120050208219	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6549	2000120050208325	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6550	2000120050208340	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6551	2000120050208351	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6552	2000120050208353	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6553	2000120050208356	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6555	2000120050208365	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6557	2000120050208390	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6558	2000120050208430	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6559	2000120050208431	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6560	2000120050208441	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6561	2000120050208443	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6562	2000120050208449	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6563	2000120050208457	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6565	2000120050208471	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6566	2000120050208472	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6567	2000120050208508	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6568	2000120050208511	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6569	2000120050208516	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6571	2000120050208519	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6572	2000120050208545	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6574	2000120050208555	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6577	2000120050208578	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6578	2000120050208583	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6579	2000120050208586	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6580	2000120050208851	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6581	2000120050208854	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6582	2000120050208855	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6583	2000120050208865	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6584	2000120050208877	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6585	2000120050208885	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6592	2000120050208942	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6593	2000120050208943	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6595	2000120050208949	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6596	2000120050208955	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6597	2000120050208957	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6599	2000120050208965	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6600	2000120050208971	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6601	2000120050208914	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6602	2000120050208983	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6603	2000120050208984	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6604	2000120050208993	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6608	2000120050208033	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6610	2000120050208523	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6878	2000120050311006	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6881	2000120050311215	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6883	2000120050311457	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6887	2000120050311476	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6889	2000120050311483	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6895	2000120050311509	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6897	2000120050311519	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6898	2000120050311523	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6901	2000120050311537	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6903	2000120050311548	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6904	2000120050311549	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6906	2000120050311560	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6907	2000120050311564	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6908	2000120050311569	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6909	2000120050311580	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6910	2000120050311584	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6911	2000120050311589	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6913	2000120050311609	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6914	2000120050311614	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6916	2000120050311657	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6918	2000120050311680	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6921	2000120050311708	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6922	2000120050311709	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6924	2000120050311719	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6925	2000120050311743	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6928	2000120050311769	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6929	2000120050311771	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6930	2000120050311779	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6933	2000120050310946	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6934	2000120050310964	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	6937	2000120050310992	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	UCI	7229	2000120050311023	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6441	2000120050208352	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6531	2000120050107971	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6540	2000120050208213	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6548	2000120050208311	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6554	2000120050208362	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6575	2000120050208558	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6605	2000120050208997	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6607	2000120050208932	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6885	2000120050311471	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6886	2000120050311470	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6890	2000120050311484	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6892	2000120050311488	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	6902	2000120050311541	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7018	90240120080689	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7019	90240120080691	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7021	90240120080695	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7022	90240120080697	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7024	90240120080699	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7025	90240120080706	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7026	90240120080710	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7027	90240120080711	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7028	90240120080714	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7029	90240120080717	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
BOMBA DE INFUSIÓN	URGENCIAS	7032	90240120080721	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAPNÓGRAFO	CIRUGIA	3942	ASEB-0102	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, display, resistencia, sensor de temperatura, control de tiempo, etc.), Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
CENTRIFUGA	LABORATORIO	7203	DP2007142	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (escobillas, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar escobillas y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales). Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
CENTRIFUGA	LABORATORIO	7204	DP2007146	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (escobillas, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar escobillas y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales). Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
CICLOERGOMETRO DE MIEMBRO SUPERIOR	TERAPIA FISICA	6025	NR	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificacion de funcionamiento.
CICLOERGOMETRO DE MIEMBRO SUPERIOR	UCI	6026	NR	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificacion de funcionamiento.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	2190	4519	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección externa del equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del estado y funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos. Revisión de las partes mecánicas del equipo, lubricación y ajuste si es necesario. Verificación del rango de operación de los controles de iluminación. Limpieza, lubricación y ajuste del sistema Zoom. Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
DESFIBRILADOR	CIRUGIA	1701	02127	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	CIRUGIA	8066	EZ-04039887	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	ENDOSCOPIA	8317	EZ-04039878	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	GESTION TECNOLOGICA	257	3737A23542	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	GESTION TECNOLOGICA	10163776	142614110009	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	MEDICINA INTERNA-1	6770	EZ-03035165	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	MEDICINA INTERNA-2	7316	EZ-05042196	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	ORTOPEDIA	7206	EZ-14060873	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	PEDIATRIA	7208	EZ-14060894	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	QUIRURGICAS	7207	EZ-14060887	SEMESTRAL	JULIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	SERVICIO AMBULANCIA	6709	EZ-03035176	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
DESFIBRILADOR	UCI	6691	EZ-03035186	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	URGENCIAS	6658	456862000157	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR	URGENCIAS	7209	EZ-14060910	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DESFIBRILADOR DEA	SERVICIO AMBULANCIA	2379223	DEF202096	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccion visual del equipo (perillas, botones paletas, conectores, cable ECG, cable AC). Verificar tiempo de carga y descarga y estado de batería. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL	ALMACÉN	6271	560054-M19909180023	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de carcasa, pantalla, botones, altavoces, transductor, baterias. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL	ALMACÉN	6272	560054-M19909180024	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de carcasa, pantalla, botones, altavoces, transductor, baterias. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL	CONSULTA EXTERNA	3937	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de carcasa, pantalla, botones, altavoces, transductor, baterias. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL	CONSULTA EXTERNA	5525	BPG-60100	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de carcasa, pantalla, botones, altavoces, transductor, baterias. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
DOPPLER FETAL	URGENCIAS	5524	PPG-20105	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de carcasa, pantalla, botones, altavoces, transductor, baterias. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
ECOGRAFO	CIRUGIA	8087	324859767	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de carcasa, pantalla, botones, transductores. Revison de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Pruebas de funcionamiento con los diferentes transductores en diferentes modos.
ECOGRAFO	CONSULTA EXTERNA	7350	4012847	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de carcasa, pantalla, botones, transductores. Revison de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Pruebas de funcionamiento con los diferentes transductores en diferentes modos.
ECOGRAFO	GESTION TECNOLOGICA	6358	729840129	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de carcasa, pantalla, botones, transductores. Revison de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Pruebas de funcionamiento con los diferentes transductores en diferentes modos.
ECOGRAFO	UCI	6972	729341305	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de carcasa, pantalla, botones, transductores. Revison de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Pruebas de funcionamiento con los diferentes transductores en diferentes modos.
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	1616	F6D46003A	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos y electronicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de potencia y modos de corte y coagulacion, Realizar pruebas de funcionamiento del equipo en ambos modos de operacion.
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	3785	S3E08836AX	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos y electronicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de potencia y modos de corte y coagulacion, Realizar pruebas de funcionamiento del equipo en ambos modos de operacion.
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7191	ELT210100297	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos y electronicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de potencia y modos de corte y coagulacion, Realizar pruebas de funcionamiento del equipo en ambos modos de operacion.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7192	ELT210100298	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos y electronicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de potencia y modos de corte y coagulacion, Realizar pruebas de funcionamiento del equipo en ambos modos de operacion.
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7955	ELT210800204	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos y electronicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de potencia y modos de corte y coagulacion, Realizar pruebas de funcionamiento del equipo en ambos modos de operacion.
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7956	ELT210800205	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos y electronicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de potencia y modos de corte y coagulacion, Realizar pruebas de funcionamiento del equipo en ambos modos de operacion.
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7957	ELT210800206	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos y electronicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de potencia y modos de corte y coagulacion, Realizar pruebas de funcionamiento del equipo en ambos modos de operacion.
ELECTROCARDIÓGRAFO	CIRUGIA	7297	360625-M21410570033	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIÓGRAFO	CONSULTA EXTERNA	6835	360251M20606280015	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIÓGRAFO	GESTION TECNOLOGICA	5517	400005	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIÓGRAFO	GESTION TECNOLOGICA	5518	T8Q1100027	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIÓGRAFO	GESTION TECNOLOGICA	5519	T8Q1100028	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIÓGRAFO	GESTION TECNOLOGICA	7296	360625-M21410570031	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIÓGRAFO	MEDICINA INTERNA-1	7292	360625-M21410570010	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIÓGRAFO	MEDICINA INTERNA-2	7295	360625-M21410570028	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIÓGRAFO	ORTOPEDIA	7294	360625-M21410570027	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIÓGRAFO	PEDIATRIA	7291	360625-M21410570009	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDIÓGRAFO	QUIRURGICAS	7293	360625-M21410570025	SEMESTRAL	JULIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div> <div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ELECTROCARDÍOGRAFO	UCI	6430	M19C14370010	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo. Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, display, resistencia, sensor de temperatura, control de tiempo, etc.). Pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCARDÍOGRAFO	URGENCIAS	7298	360625-M21410570040	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles, Cable ECG. Verificacion de componentes electricos y electronicos. Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
ELECTROCAUTERIO	GESTION TECNOLOGICA	2679	AA3310047	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos y electronicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de potencia y modos de corte y coagulacion, Realizar pruebas de funcionamiento del equipo en ambos modos de operacion.
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	6975	210218248205	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	6976	210218248206	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	6977	210218248207	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	6978	210218248208	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	8240	210524278536	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	8241	210524278538	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	8242	210524278539	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ALTO FLUJO	UCI	8243	210524278644	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	LABORATORIO	7359	22372	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
EQUIPO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	UCI	8248	38906	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	2750	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	5820	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7197	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7198	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7199	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7200	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7351	103655	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7352	103656	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7353	103657	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7354	103658	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7356	103660	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7357	103662	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	CONSULTA EXTERNA	7358	103664	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	PEDIATRIA	3941	NR	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	PEDIATRIA	7201	NR	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopia y otoscopia. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	PEDIATRIA	7202	NR	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopio y otoscopio. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	SERVICIO AMBULANCIA	4340	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopio y otoscopio. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	SERVICIO AMBULANCIA	6659	720409-1	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopio y otoscopio. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	URGENCIAS	6092	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopio y otoscopio. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	URGENCIAS	6093	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopio y otoscopio. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	URGENCIAS	7218	102208	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopio y otoscopio. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS	URGENCIAS	7219	102209	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion visual y estructural del equipo. Revision de componentes electricos, electronicos. Verificacion del estado del cabezal de oftalmoscopio y otoscopio. Pruebas de funcionamiento del equipo.
EQUIPO DE VIDEO DE URODINAMIA	URODINAMIA	5604	SP-B0815/134	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
ESPIRÓMETRO	CONSULTA EXTERNA	3818	A23-053	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico y neumatico, Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
FRONTOLUZ	CIRUGIA	3811	NR	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
FRONTOLUZ	CIRUGIA	3812	NR	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
FRONTOLUZ	CIRUGIA	7003	SN004503	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
FRONTOLUZ	CIRUGIA	7004	SN004505	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
FRONTOLUZ	CONSULTA EXTERNA	2749	NR	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
FRONTOLUZ	CONSULTA EXTERNA	3815	1071004932	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
FRONTOLUZ	CONSULTA EXTERNA	7005	SN004506	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FRONTOLUZ	CONSULTA EXTERNA	7006	SN004507	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
FUENTE DE LUZ	ENDOSCOPIA	1739	8401819	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
FUENTE DE LUZ	ENDOSCOPIA	2906	134/J1	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
FUENTE DE LUZ	GESTION TECNOLOGICA	4086	RV2482	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
FUENTE DE LUZ	GESTION TECNOLOGICA	NR	11H008414	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
HIDROCOLECTOR	FISIOTERAPIA	2321	NR	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, display, resistencia, sensor de temperatura, control de tiempo, etc.), Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
INCUBADORA	GESTION TECNOLOGICA	684	301955	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Realizar limpieza externa e interna del equipo, Verificacion de sus componentes electricos y electronicos. Verificacion de temperatura del equipo. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
INCUBADORA	LABORATORIO	2411	NR	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Realizar limpieza externa e interna del equipo, Verificacion de sus componentes electricos y electronicos. Verificacion de temperatura del equipo. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
INCUBADORA	LABORATORIO	2580	22AR-2	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Realizar limpieza externa e interna del equipo, Verificacion de sus componentes electricos y electronicos. Verificacion de temperatura del equipo. Ejecutar pruebas de funcionamiento del equipo.
INFUSOR DE SOLUCIONES	CIRUGIA	5755	170623182	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	5753	170623207	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	5757	170221319	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6847	2007024682	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6848	2007024683	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6849	2007024684	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6851	2007027195	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6854	2007027198	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6858	2007027203	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6859	2007027204	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6861	2007027206	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6863	2007027208	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6865	200926759	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	6867	200926731	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	7136	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
INFUSOR DE SOLUCIONES	UCI	7137	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7143	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7144	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7145	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7146	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7147	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7148	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7149	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. Inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7150	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7151	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	CONSULTA EXTERNA	7152	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	ENDOSCOPIA	7153	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	URGENCIAS	7154	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	URGENCIAS	7155	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	URGENCIAS	7156	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA AUXILIAR	URGENCIAS	7157	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA CIELITICA	CIRUGIA	6079	G-2567	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA CIELITICA	CIRUGIA	8081	54-15001042	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA CIELITICA	CIRUGIA	8082	54-15001044	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA CIELITICA	CIRUGIA	8083	54-15001046	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA CIELITICA	CIRUGIA	8084	54-15001048	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LAMPARA CIELITICA	CIRUGIA	8085	54-15001051	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LÁMPARA DE HENDIDURA	GESTION TECNOLOGICA	2144	626531	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección externa del equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del estado y funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos. Revisión de las partes mecánicas del equipo, lubricación y ajuste si es necesario. Verificación del rango de operación de los controles de iluminación. Limpieza, lubricación y ajuste del sistema Zoom. Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
LÁMPARA PORTÁTIL	CIRUGIA	1628	6009-7331	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo. Verificacion de componentes electricos, electronicos y mecanicos. inspeccion visual y funcional del equipo. Verificacion de control de intensidad y sistema de luz. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LARINGOSCOPIO	CIRUGIA	4367	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	CIRUGIA	6081	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	CIRUGIA	6082	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	CIRUGIA	6083	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	CIRUGIA	6981	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	ENDOSCOPIA	3961	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	1540	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	6982	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	6983	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	6984	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	6985	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	6987	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	7124	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	7125	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	7324	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	7325	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	7327	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	7328	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	7329	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	7330	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	GESTION TECNOLOGICA	7331	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	MEDICINA INTERNA-1	7121	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	MEDICINA INTERNA-2	NR	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	MEDICINA INTERNA-2	NR	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LARINGOSCOPIO	ORTOPEDIA	1568	NR	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	PEDIATRIA	6979	NR	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	PEDIATRIA	7123	NR	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	QUIRURGICAS	7122	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	SERVICIO AMBULANCIA	4351	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	SERVICIO AMBULANCIA	6662	M28755333480	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	UCI	6811	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	UCI	6812	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	UCI	6810	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	URGENCIAS	5650	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	URGENCIAS	6980	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO	URGENCIAS	7326	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
LARINGOSCOPIO	URGENCIAS PEDIATRIA	6986	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
LARINGOSCOPIO ADULTO	SERVICIO AMBULANCIA	4341	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	5597	SP-20814-15	CUATRIMESTRA L	FEBRERO JUNIO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	7190	KU-04003418	CUATRIMESTRA L	FEBRERO JUNIO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	8403	KG21008975	CUATRIMESTRAL	FEBRERO JUNIO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	8404	KG28011010	CUATRIMESTRAL	FEBRERO JUNIO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
MÁQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	8405	KG24009618	CUATRIMESTRAL	FEBRERO JUNIO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MÁQUINA DE ANESTESIA	ENDOSCOPIA	1612	DB1A101280	CUATRIMESTRAL	FEBRERO JUNIO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
MÁQUINA SELLADORA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	644	OVM430	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección al sistema mecánico (compuerta, bujes / bisagras, chasis / carcasa, temporizador mecánico, etc.), Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, display, resistencia, sensor de temperatura, control de tiempo, etc.), Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
MICROSCOPIO	CIRUGIA	1589	137844	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección externa del equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del estado y funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos. Revisión de las partes mecánicas del equipo, lubricación y ajuste si es necesario. Verificación del rango de operación de los controles de iluminación. Limpieza, lubricación y ajuste del sistema Zoom. Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
MICROSCOPIO	LABORATORIO	5887	462394	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección externa del equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del estado y funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos. Revisión de las partes mecánicas del equipo, lubricación y ajuste si es necesario. Verificación del rango de operación de los controles de iluminación. Limpieza, lubricación y ajuste del sistema Zoom. Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
MICROSCOPIO	LABORATORIO	7205	667	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección externa del equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del estado y funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos. Revisión de las partes mecánicas del equipo, lubricación y ajuste si es necesario. Verificación del rango de operación de los controles de iluminación. Limpieza, lubricación y ajuste del sistema Zoom. Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
MICROSCOPIO	LABORATORIO	7289	202104149	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección externa del equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del estado y funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos. Revisión de las partes mecánicas del equipo, lubricación y ajuste si es necesario. Verificación del rango de operación de los controles de iluminación. Limpieza, lubricación y ajuste del sistema Zoom. Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MICROSCOPIO	LABORATORIO	7290	202104205	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección externa del equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del estado y funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos. Revisión de las partes mecánicas del equipo, lubricación y ajuste si es necesario. Verificación del rango de operación de los controles de iluminación. Limpieza, lubricación y ajuste del sistema Zoom. Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	1573	301132-M11A00470004	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	1606	301132-M11A00470001	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	6419	M20213030010	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7073	360080-M20421870003	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7076	360080-M20421870004	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7077	360080-M20421870011	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7078	360080-M20421870008	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7083	360080-M20421870006	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7087	360080-M21616600001	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7088	360080-M21616600002	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7089	360080-M21616600004	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7090	360080-M21616600005	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7091	360080-M21616600006	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7092	360080-M21616600007	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7093	360080-M21616600008	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7094	360080-M21616600009	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7095	360080-M21616600010	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7096	360080-M21616600012	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	8189	360080-M21710890001	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	8190	360080-M21710890009	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	8191	360080-M21710890003	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	5500	C516110347	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7007	E7200527025F	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7011	E7200527093F	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7012	E7200527110F	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5499	C516110350	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5511	C16110368	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5514	NR	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5602	A044E002488	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	1614	301132-M11A00470017	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	3903	US23152266	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	3905	US23152267	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4045	US23152265	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4114	US23152268	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4115	US12575917	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4210	US12575921	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4219	US12575918	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4220	US12575919	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5501	C516110346	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5502	C516110344	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5504	C516110361	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5505	C516110362	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5513	C516110371	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5515	C516110375	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5600	A044E002486	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5601	A044E002485	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5939	M009A018340	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5940	M009A018351	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5941	M009A018329	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5942	M009A018330	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5943	M009A018335	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5944	M009A018352	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5945	M009A018345	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6657	DFL50170	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7008	E7200527033F	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7036	S2SNF4131	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7037	S2SNF3218	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7040	S2SNF3227	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7041	S2SNF3215	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7131	Q068A027346	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7181	360069-M21119550049	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7182	360069-M21119550053	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8250	Q068A027548	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8252	Q068A055932	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	5506	C516110363	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6481	Q068A035110	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6482	Q068A035123	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6483	Q068A035127	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6484	Q068A035179	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6485	Q068A035184	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6486	Q068A035219	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6487	Q068A035220	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6488	Q068A035231	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6489	Q068A035273	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6490	Q068A035279	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6680	Q068A035096	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6681	Q068A035131	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6682	Q068A035187	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6683	Q068A035189	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6684	Q068A035206	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6685	Q068A035208	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6686	Q068A035224	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6687	Q068A035239	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6688	Q068A035240	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6689	Q068A035242	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6690	Q068A035283	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7009	E7200527061F	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7072	360080-M20601040030	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7074	360080-M20421870012	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7075	360080-M20601040013	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7079	360080-M20408970004	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7080	360080-M20601040002	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7081	360080-M20408970001	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7082	360080-M20408970008	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7084	360080-M20421870014	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7085	360080-M20601040028	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7086	360080-M20601040021	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7130	Q068A027340	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7175	360069-M21119550005	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7176	360069-M21119550009	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7177	360069-M21119550020	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7183	360069-M21119550075	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	8126	360080-M21616600044	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	8127	360080-M21616600045	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	8128	360080-M21616600046	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	8251	Q068A055908	SEMESTRAL	ABRIL OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6947	CN93916787	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6948	CN93916794	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6949	CN93916783	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6950	CN93916781	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6951	CN93916771	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6952	CN93916776	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6953	CN93916789	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6954	CN93916792	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6955	CN93916777	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6959	CN93916772	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	5496	C516110360	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7097	360080-M21616600013	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7178	360069-M21119550028	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7184	360069-M21119550082	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7185	360069-M21119550085	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7186	360069-M21119550091	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7189	360069-M21119550098	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	6973	S2SNF3552	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	6974	S2SNF3583	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7033	S2SNF3225	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7034	S2SNF4120	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7035	S2SNF3216	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7038	S2SNF3222	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7039	S2SNF3214	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7042	S2SNF3320	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7318	360080-M20421870007	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	SERVICIO AMBULANCIA	7187	360069-M21119550093	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	SERVICIO AMBULANCIA	7188	360069-M21119550097	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	SERVICIO AMBULANCIA	7319	360080-M20421870005	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	SERVICIO AMBULANCIA	2379192	E7211104070	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	7103	360080-M21616600020	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	7104	360080-M21616600022	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	7105	360080-M21616600025	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	7106	360080-M21616600026	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	7107	360080-M21616600027	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	7108	360080-M21616600030	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	7109	360080-M21616600032	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	7111	360080-M21616600035	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	7112	360080-M21616600036	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	7114	360080-M21616600038	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8123	360080-M21616600040	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8124	360080-M21616600041	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8130	360080-M21616600048	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8131	360080-M21616600049	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8133	360080-M21710860005	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8135	360080-M21710860010	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8144	360080-M21710860006	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6420	M20213040012	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6421	M20213040020	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6956	CN93916773	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6957	CN93916784	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6958	CN93916774	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6960	CN93916790	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6961	CN93916791	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6962	CN93916775	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6963	CN93916788	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6964	CN93916778	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6965	CN93916690	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6966	CN93916782	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6967	CN93916785	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6968	CN93916793	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6969	CN93916780	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6970	CN93916786	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6971	CN93916779	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7098	360080-M21616600014	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7099	360080-M21616600015	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7100	360080-M21616600016	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7101	360080-M21616600017	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7102	360080-M21616600018	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7110	360080-M21616600034	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7113	360080-M21616600037	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8129	360080-M21616600047	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8132	360080-M21710860004	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8134	360080-M21710860007	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8136	360080-M21710860011	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8137	360080-M21710860013	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8138	360080-M21710860015	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8139	360080-M21710860016	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8140	360080-M21710860017	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8141	360080-M21710860019	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8142	360080-M21710860001	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8143	360080-M21710860002	SEMESTRAL	FEBRERO AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS PEDIATRIA	7179	360069-M21119550040	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, Verificacion de funcionamiento de los modulos y los accesorios NIBP, SPO2, ECG, CAPNOGRAFIA Y TEMPERATURA. Verificacion del sistemas de alarmas. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

NOMBRE DE LA INSTITUCION:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
NEBULIZADOR	CONSULTA EXTERNA	3813	D7002023	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección al sistema mecánico (rodamientos, ejes, bujes, cilindro, diafragma, flapper, pistón, anillos, etc.). Inspección del sistema eléctrico (interruptor, cableado interno, cable de alimentación, devanados del motor, estator, rotor, escobillas, etc.). Inspección de válvulas unidireccionales. Revisión filtro bacteriológico (hidrofóbico) y filtro silenciador, cambiar si es necesario.Inspección de fugas en el sistema neumático (mangueras, empaques de hule y acoples). Pruebas de funcionamiento del equipo
NEBULIZADOR	GESTION TECNOLOGICA	614	NR	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección al sistema mecánico (rodamientos, ejes, bujes, cilindro, diafragma, flapper, pistón, anillos, etc.). Inspección del sistema eléctrico (interruptor, cableado interno, cable de alimentación, devanados del motor, estator, rotor, escobillas, etc.). Inspección de válvulas unidireccionales. Revisión filtro bacteriológico (hidrofóbico) y filtro silenciador, cambiar si es necesario.Inspección de fugas en el sistema neumático (mangueras, empaques de hule y acoples). Pruebas de funcionamiento del equipo
NEBULIZADOR	GESTION TECNOLOGICA	8073	J06020-0821	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección al sistema mecánico (rodamientos, ejes, bujes, cilindro, diafragma, flapper, pistón, anillos, etc.). Inspección del sistema eléctrico (interruptor, cableado interno, cable de alimentación, devanados del motor, estator, rotor, escobillas, etc.). Inspección de válvulas unidireccionales. Revisión filtro bacteriológico (hidrofóbico) y filtro silenciador, cambiar si es necesario.Inspección de fugas en el sistema neumático (mangueras, empaques de hule y acoples). Pruebas de funcionamiento del equipo
NEBULIZADOR	GESTION TECNOLOGICA	8074	J06020-0822	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección al sistema mecánico (rodamientos, ejes, bujes, cilindro, diafragma, flapper, pistón, anillos, etc.). Inspección del sistema eléctrico (interruptor, cableado interno, cable de alimentación, devanados del motor, estator, rotor, escobillas, etc.). Inspección de válvulas unidireccionales. Revisión filtro bacteriológico (hidrofóbico) y filtro silenciador, cambiar si es necesario.Inspección de fugas en el sistema neumático (mangueras, empaques de hule y acoples). Pruebas de funcionamiento del equipo
NEBULIZADOR	GESTION TECNOLOGICA	4127	NR	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección al sistema mecánico (rodamientos, ejes, bujes, cilindro, diafragma, flapper, pistón, anillos, etc.). Inspección del sistema eléctrico (interruptor, cableado interno, cable de alimentación, devanados del motor, estator, rotor, escobillas, etc.). Inspección de válvulas unidireccionales. Revisión filtro bacteriológico (hidrofóbico) y filtro silenciador, cambiar si es necesario.Inspección de fugas en el sistema neumático (mangueras, empaques de hule y acoples). Pruebas de funcionamiento del equipo
NEBULIZADOR	PEDIATRIA	8072	J06020-0820	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección al sistema mecánico (rodamientos, ejes, bujes, cilindro, diafragma, flapper, pistón, anillos, etc.). Inspección del sistema eléctrico (interruptor, cableado interno, cable de alimentación, devanados del motor, estator, rotor, escobillas, etc.). Inspección de válvulas unidireccionales. Revisión filtro bacteriológico (hidrofóbico) y filtro silenciador, cambiar si es necesario.Inspección de fugas en el sistema neumático (mangueras, empaques de hule y acoples). Pruebas de funcionamiento del equipo



<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
NEBULIZADOR	URGENCIAS	1935	NR	SEMESTRAL	JUNIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección al sistema mecánico (rodamientos, ejes, bujes, cilindro, diafragma, flapper, pistón, anillos, etc.). Inspección del sistema eléctrico (interruptor, cableado interno, cable de alimentación, devanados del motor, estator, rotor, escobillas, etc.). Inspección de válvulas unidireccionales. Revisión filtro bacteriológico (hidrofóbico) y filtro silenciador, cambiar si es necesario.Inspección de fugas en el sistema neumático (mangueras, empaques de hule y acoples). Pruebas de funcionamieno del equipo
NEUMOINSUFLADOR	GESTION TECNOLOGICA	NR	1004CE045	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo.Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, control de tiempo, etc.), Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
PIANO CUENTAS CELULAS	LABORATORIO	2546	09675	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Limpieza integral interna y externa del sistema mecánico, Verificacion de componentes electricos y electronicos, Pruebas de funcionamiento del equipo
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2556	01C9514	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de la integridad en la que se encuentra la pipeta. Verificación de desgaste del porta puntas y eyector de puntas. Limpieza y descontaminación interna y externa Mantenimiento anillos, paredes interiores del cilindro. Lubricación de émbolo y pistón. Verificación de funcionamiento.
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2557	07Z1078	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de la integridad en la que se encuentra la pipeta. Verificación de desgaste del porta puntas y eyector de puntas. Limpieza y descontaminación interna y externa Mantenimiento anillos, paredes interiores del cilindro. Lubricación de émbolo y pistón. Verificación de funcionamiento.
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2559	04R5845	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de la integridad en la que se encuentra la pipeta. Verificación de desgaste del porta puntas y eyector de puntas. Limpieza y descontaminación interna y externa Mantenimiento anillos, paredes interiores del cilindro. Lubricación de émbolo y pistón. Verificación de funcionamiento.
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2560	07Z1078	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de la integridad en la que se encuentra la pipeta. Verificación de desgaste del porta puntas y eyector de puntas. Limpieza y descontaminación interna y externa Mantenimiento anillos, paredes interiores del cilindro. Lubricación de émbolo y pistón. Verificación de funcionamiento.
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2561	11P0644	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de la integridad en la que se encuentra la pipeta. Verificación de desgaste del porta puntas y eyector de puntas. Limpieza y descontaminación interna y externa Mantenimiento anillos, paredes interiores del cilindro. Lubricación de émbolo y pistón. Verificación de funcionamiento.
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2562	01C9514	SEMESTRAL	FEBRERO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificación de la integridad en la que se encuentra la pipeta. Verificación de desgaste del porta puntas y eyector de puntas. Limpieza y descontaminación interna y externa Mantenimiento anillos, paredes interiores del cilindro. Lubricación de émbolo y pistón. Verificación de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	ENDOSCOPIA	2925	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la bateria, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5994	182006001625	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5995	182006001559	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5996	182006001641	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5998	182006001262	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5999	FS1C2005250101074	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6000	FS1C2005250101045	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6006	182006001312	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6007	182006001554	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6008	18200600	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6009	182006001356	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6010	182006001628	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8145	210100296	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8148	210100299	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8149	210100301	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8151	210100303	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8153	210100305	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8155	210100307	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8156	210100308	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8157	210100309	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8158	210100310	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8159	210100311	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8160	210100312	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8162	210100314	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8163	210100315	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8164	210100316	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8167	210100319	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8170	210100322	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8171	210100323	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8172	210100324	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8175	210100327	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8179	210100331	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8180	210100332	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8181	210100333	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8182	210100334	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamiento.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8183	210100335	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8184	210100336	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8185	210100337	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8186	210100338	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8188	210100340	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	MEDICINA INTERNA	1833	316036-M11801500077	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	MEDICINA INTERNA	5528	200800171	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	PEDIATRIA	1489	316036-M11801500080	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	PEDIATRIA	5434	NR	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	PEDIATRIA	5651	316036-M16C05920019	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	PEDIATRIA	7002	360101-M21306960041	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	PEDIATRIA	7317	360101-M21306960023	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
PULSOXÍMETRO	UCI	6015	182006001626	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa e interna del equipo, Inspeccion funcional y estructural del equipo, inspeccion del estado de la batería, verificacion de alarmas y pruebas de funcionamieto.
REGULADOR DE SUCCIÓN	CIRUGIA	NR	760VRF-004090	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	CIRUGIA	NR	760VRF-004088	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
REGULADOR DE SUCCIÓN	CIRUGIA	NR	760VRF-004066	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	CIRUGIA	NR	760VRF-004065	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	CIRUGIA	NR	760VRF-004055	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	UCI	6410	300VRA-002062	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	UCI	6411	300VRA-002063	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	UCI	6412	300VRA-002064	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	UCI	6413	300VRA-002065	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	UCI	6414	300VRA-002066	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	UCI	6415	300VRA-002067	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	UCI	6416	300VRA-002068	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
REGULADOR DE SUCCIÓN	UCI	6417	300VRA-002069	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
REGULADOR DE SUCCIÓN	UCI	6418	300VRA-002070	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
SHAVER	CIRUGIA	NR	1033900383	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, display, resistencia, sensor de temperatura, control de tiempo, etc.), Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
TANQUE DE PARAFINA	FISIOTERAPIA	2343	09773E84	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, display, resistencia, sensor de temperatura, control de tiempo, etc.), Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
TANQUE REMOLINO	FISIOTERAPIA	2320	S10413	SEMESTRAL	MAYO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, display, resistencia, sensor de temperatura, control de tiempo, etc.), Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
TENS ANALOGO	FISIOTERAPIA	7195	SZ5201254425	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, control de tiempo, etc.), Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
TENS ANALOGO	FISIOTERAPIA	7196	SZ5201254426	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, control de tiempo, etc.), Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
TENSIÓMETRO	CONSULTA EXTERNA	2129	110308134953	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazalete, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSIÓMETRO	CONSULTA EXTERNA	2665	110321182535	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazalete, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	2724	110110105611	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	3732	11030 8140509	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7210	210242013	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7211	210242023	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7212	210242024	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7213	210242033	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7214	210242034	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7215	210242036	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	1956	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	1969	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	2171	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	2172	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	2751	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4993	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5832	1089501	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5992	1229375	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5993	1229374	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5994	1229391	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5998	1229382	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5999	1229386	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6000	1229384	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6002	1229400	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6003	1229377	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6004	1229397	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6005	1229394	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6007	1229379	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6008	1229378	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6009	1229396	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6010	1229395	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6011	1229372	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6015	1229383	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6988	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6990	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6991	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSÍÓMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6992	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6993	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6994	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6995	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6996	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6997	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6998	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6999	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7001	NR	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	PEDIATRIA	5828	NR	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	PEDIATRIA	5829	1089505	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	PEDIATRIA	5830	1089502	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	PEDIATRIA	5831	1089528	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	QUIRURGICAS	272	100514073648	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	SERVICIO AMBULANCIA	4344	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	SERVICIO AMBULANCIA	4345	1065209	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍÓMETRO	SERVICIO AMBULANCIA	5428	13040891	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSÍOMETRO	SERVICIO AMBULANCIA	6667	835448	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	SERVICIO AMBULANCIA	6669	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	SERVICIO AMBULANCIA	NR	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	URGENCIAS	5303	110309110538	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TENSÍOMETRO	URGENCIAS	6095	150915071448	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TORNIQUETE	CIRUGIA	6267	190280021	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
TORNIQUETE	CIRUGIA	6268	190280022	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, Limpieza integral externa del equipo, verificacion del estado de sus partes, brazaletes, manometro, mangueras, pera. Verificacion de fugas y pruebas de funcionamiento.
ULTRASONIDO	CONSULTA EXTERNA	4088	14.484	SEMESTRAL	ABRIL SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo,Inspección del sistema eléctrico (Tarjeta electrónica de control, potencia y fuente de poder, Interruptor, cableado interno, cable de alimentación, conectores, indicadores luminosos, panel de control, temporizador, selector de ajuste, display, resistencia, sensor de temperatura, control de tiempo, etc.), Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos de operación conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLOGICA ELÉCTRICA	GESTION TECNOLOGICA	7958	14092021-1	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección funcional y estructural de la unidad odontológica. Limpieza y desinfección externa e interna de la unidad y sus accesorios. Verificación y mantenimiento al sistema mecánico y estructural de la unidad (Motor, conexiones eléctricas, pedales, brazo lámpara, holder, soporte escupidera, soporte silla, cojinería, bomba hidráulica si aplica.) Inspección al sistema hidráulico (Acometida hidráulica, mangueras, válvulas reguladoras de agua, sellos, válvula para eyector, válvula cambia vías, etc.). Inspección al sistema neumático (Mangueras, válvulas on/off, unidireccionales, válvula hidroneumática piloto, válvula cambia vías, indicador de presión, filtro, etc.), ajustar de ser necesario la presión en 35 a 40 PSI. Inspección al sistema electrónico si aplica (Tarjeta electrónica de control motor, control de válvulas, control da calefacción, control de intensidad de luz. Control de movimientos silla, etc.). Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UNIDAD ODONTOLOGICA ELÉCTRICA	GESTION TECNOLOGICA	7959	14092021-2	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección funcional y estructural de la unidad odontológica. Limpieza y desinfección externa e interna de la unidad y sus accesorios. Verificación y mantenimiento al sistema mecánico y estructural de la unidad (Motor, conexiones eléctricas, pedales, brazo lámpara, holder, soporte escupidera, soporte silla, cojinería, bomba hidráulica si aplica.) Inspección al sistema hidráulico (Acometida hidráulica, mangueras, válvulas reguladoras de agua, sellos, válvula para eyector, válvula cambia vías, etc.). Inspección al sistema neumático (Mangueras, válvulas on/off, unidireccionales, válvula hidroneumática piloto, válvula cambia vías, indicador de presión, filtro, etc.), ajustar de ser necesario la presión en 35 a 40 PSI. Inspección al sistema electrónico si aplica (Tarjeta electrónica de control motor, control de válvulas, control da calefacción, control de intensidad de luz. Control de movimientos silla, etc.). Pruebas de funcionamiento del equipo.
UNIDAD ODONTOLOGICA ELÉCTRICA	GESTION TECNOLOGICA	7960	14092021-3	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección funcional y estructural de la unidad odontológica. Limpieza y desinfección externa e interna de la unidad y sus accesorios. Verificación y mantenimiento al sistema mecánico y estructural de la unidad (Motor, conexiones eléctricas, pedales, brazo lámpara, holder, soporte escupidera, soporte silla, cojinería, bomba hidráulica si aplica.) Inspección al sistema hidráulico (Acometida hidráulica, mangueras, válvulas reguladoras de agua, sellos, válvula para eyector, válvula cambia vías, etc.). Inspección al sistema neumático (Mangueras, válvulas on/off, unidireccionales, válvula hidroneumática piloto, válvula cambia vías, indicador de presión, filtro, etc.), ajustar de ser necesario la presión en 35 a 40 PSI. Inspección al sistema electrónico si aplica (Tarjeta electrónica de control motor, control de válvulas, control da calefacción, control de intensidad de luz. Control de movimientos silla, etc.). Pruebas de funcionamiento del equipo.
UNIDAD ODONTOLOGICA ELÉCTRICA	GESTION TECNOLOGICA	7961	14092021-4	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspección funcional y estructural de la unidad odontológica. Limpieza y desinfección externa e interna de la unidad y sus accesorios. Verificación y mantenimiento al sistema mecánico y estructural de la unidad (Motor, conexiones eléctricas, pedales, brazo lámpara, holder, soporte escupidera, soporte silla, cojinería, bomba hidráulica si aplica.) Inspección al sistema hidráulico (Acometida hidráulica, mangueras, válvulas reguladoras de agua, sellos, válvula para eyector, válvula cambia vías, etc.). Inspección al sistema neumático (Mangueras, válvulas on/off, unidireccionales, válvula hidroneumática piloto, válvula cambia vías, indicador de presión, filtro, etc.), ajustar de ser necesario la presión en 35 a 40 PSI. Inspección al sistema electrónico si aplica (Tarjeta electrónica de control motor, control de válvulas, control da calefacción, control de intensidad de luz. Control de movimientos silla, etc.). Pruebas de funcionamiento del equipo.
URETEROSCOPIO DIGITAL	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	8080	103410141E	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, pruebas de fuga.
VACUÓMETRO	ENDOSCOPIA	6833	61K200600310188	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	MEDICINA INTERNA	6816	61K200600310001	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VACUÓMETRO	MEDICINA INTERNA	6817	61K200600310002	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	MEDICINA INTERNA	6820	61K200600310005	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	MEDICINA INTERNA	6822	61K200600310007	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	MEDICINA INTERNA	6830	61K200600310181	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	ORTOPEDIA	6831	61K200600310183	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	QUIRURGICAS	6827	61K200600310012	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	UCI	5746	VRA10011AP	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	UCI	5747	VRA10010AP	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	UCI	6818	61K200600310003	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	UCI	6819	61K200600310004	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VACUÓMETRO	UCI	6823	61K200600310008	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	UCI	6825	61K200600310010	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	UCI	6826	61K200600310011	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	UCI	6832	61K200600310184	ANUAL	ENERO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	URGENCIAS	6824	61K200600310009	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO	URGENCIAS	6829	61K200600310058	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO EYECTOR	CIRUGIA	5085	33013	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
VACUÓMETRO EYECTOR	CIRUGIA	5086	60064	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	GESTION TECNOLOGICA	6394	MV2000TA1E0281	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	GESTION TECNOLOGICA	6396	MV2000TZ1E0200	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	GESTION TECNOLOGICA	6730	VG70(U)XZZS30678	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	GESTION TECNOLOGICA	6732	VG70(U)XZZS33261	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	GESTION TECNOLOGICA	6734	VG70(U)XZZS33302	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	GESTION TECNOLOGICA	6736	VG70(U)XZZS33353	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	GESTION TECNOLOGICA	N/R	VG70(U)XZZS33554	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	SERVICIO AMBULANCIA	6673	AY20F017687	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6389	MV2000TA1D0157	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.



<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6390	MV2000TZ1E0199	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6392	MV2000TZ1E0196	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6395	MV2000TZ1E0198	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6397	MV2000TA1E0283	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6398	MV2000TA1E0282	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6728	VG70(U)XZZS30588	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6731	VG70(U)XZZS33220	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6733	VG70(U)XZZS33297	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6735	VG70(U)XZZS33330	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6738	VG70(U)XZZS33513	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6739	VG70(U)XZZS33591	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6742	VG70(U)XZZS33667	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	6744	VG70(U)XZZS34067	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	N/R	VG70(U)XZZS33987	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	UCI	N/R	VG70(U)XZZS33517	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECÁNICO	URGENCIAS	6393	MV2000TA1E0280	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECÁNICO	URGENCIAS	6743	VG70(U)XZZS34039	CUATRIMESTRAL	MARZO JULIO NOVIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE	SERVICIO AMBULANCIA	5523	MR114623003	SEMESTRAL	JUNIO DICIEMBRE	Proveedor Externo	Inspección de la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificación de daños y partes faltantes. Limpieza de las ruedas de la máquina, Revisión de la integridad del conector y cable eléctrico. Verificación de la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión. Revisión del estado y lectura de los medidores de presión. Revisión del funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y expiración). Inspección de la tubería y adaptadores por fugas de gas. Verificación que no existan fugas en el sistema de alta y baja presión. Inspección de todos los accesorios de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques. Revisión física de los vaporizadores. Revisión de empaques. Revisión física de las válvulas check de inhalación y exhalación. Verificación de expulsión de gas y de flujo de las válvulas de O2. Verificación del funcionamiento de todas las alarmas. Limpieza externa del ventilador e inspección de la integridad física de la unidad. Verificación del funcionamiento del ventilador en todos los modos de operación. Inspección de los componentes eléctricos e identificación de componentes deteriorados o sobrecalentados.
VIDEOLARINGOSCOPIO	CIRUGIA	6679	TP24234	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div> <div>DIRECCIÓN:</div> <div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VIDEOLARINGOSCOPIO	UCI	5659	SS11933	SEMESTRAL	ENERO JULIO	Proveedor Externo	Inspeccion de condiciones ambientales del equipo, limpieza integral externa del equipo, inspeccion funcional y estructural del equipo, verificacion del estado de las pilas, valvas, Inspección del estado de conectores, sujetador valva, fibra óptica, Evaluar el estado del bombillo. Pruebas de funcionamiento del equipo.

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AGITADOR DE MANZINI	LABORATORIO	2573	5659220258294	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6668	117911	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	CIRUGIA	7287	149599	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	CIRUGIA	7288	149600	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	ENDOSCOPIA	7286	149598	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	ORTOPEDIA	7284	149596	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	PEDIATRIA	7281	149593	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	QUIRURGICAS	7283	149595	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	URGENCIAS	7282	149594	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	URGENCIAS	7285	149597	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	AMBULANCIA MEDICALIZADA	8414-3	YU22030015	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4350	192	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	CIRUGIA	5522	SU15D00274	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	MEDICINA INTERNA	1821	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	MEDICINA INTERNA	6429	L17-19127	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	ORTOPEDIA	4221	L3L5-188 (REPORTE 43763)	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	PEDIATRIA	7323	L8-20-144	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	UCI	4222	L315	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ASPIRADOR DE SECRECIONES	UCI	6870	L6-20157	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	642	110302017-002	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	GESTIÓN AMBIENTAL	6134	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	PEDIATRIA	5319	402WA02670	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	2656	1600014482	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7162	4500018228	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7163	4500018296	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7164	4500018303	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7165	4500018305	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7166	4500018308	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7167	4500018310	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7168	4500018311	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7169	4500018312	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7170	4500018315	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7171	4500018316	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7172	4500018317	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	7173	4500018578	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	FISIOTERAPIA	7174	4500018590	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	URGENCIAS	7161	4500018111	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	LAVANDERÍA	3408	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	5839	BONM2015774	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CONSULTA EXTERNA	5841	180 KG.	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	PEDIATRIA	5984	8813171171233	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	CIRUGIA	611	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	MEDICINA INTERNA	2164	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA	ALIMENTACION	6117	630076	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA DIGITAL	PEDIATRIA	7320	5490027992	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5815	CAP. 20 KG.	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5816	CAP. 20 KG.	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	UCI	5814	931711220307	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA	5008	180830	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BASCULA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5985	8354319170706	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	PEDIATRIA	7160	8354006200469	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BASCULA PEDIATRICA	URGENCIAS PEDIATRIA	7159	8354006201461	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	8278	21121060049	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	8279	21121060056	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	8281	21121060091	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	8283	21121050186	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	8284	21121050211	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	8285	21121050223	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	8286	3	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	8287	21121050239	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	AMBULANCIA MEDICALIZADA	7030	90240120080718	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	AMBULANCIA MEDICALIZADA	7031	90240120080719	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	GESTION TECNOLOGICA	7017	90240120080683	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	GESTION TECNOLOGICA	7018	90240120080689	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	GESTION TECNOLOGICA	7021	90240120080695	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	GESTION TECNOLOGICA	7022	90240120080697	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	GESTION TECNOLOGICA	7026	90240120080710	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	GESTION TECNOLOGICA	7029	90240120080717	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	GESTION TECNOLOGICA	7025	90240120080706	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	URGENCIAS	7019	90240120080691	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	URGENCIAS	7024	90240120080699	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	URGENCIAS	7027	90240120080711	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	URGENCIAS	7032	90240120080721	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6660	SK00432974	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSION	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6661	SK00432976	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	CIRUGIA	6447	2000120050208480	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	CIRUGIA	6535	200120050208102	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	CIRUGIA	6536	2000120050208100	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	CIRUGIA	6537	200120050208131	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	CIRUGIA	6570	2000120050208510	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	CIRUGIA	6893	2000120050311490	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	CIRUGIA	6894	2000120050311500	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	CIRUGIA	6896	2000120050311510	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	GESTION TECNOLOGICA	6445	2000120050208410	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	GESTION TECNOLOGICA	6573	2000120050208540	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	6494	2000120050208180	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	6532	200120050208019	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	6588	2000120050208890	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	6919	2000120050311690	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	MEDICINA INTERNA	6920	2000120050311700	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	ORTOPEDIA	6534	2000120050208080	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	ORTOPEDIA	6545	2000120050208270	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	ORTOPEDIA	6546	2000120050208300	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	ORTOPEDIA	6547	2000120050208300	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	ORTOPEDIA	6926	2000120050311740	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	PEDIATRIA	6556	2000120050208370	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	PEDIATRIA	6900	2000120050311520	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	PEDIATRIA	6902	2000120050311540	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	PEDIATRIA	6912	2000120050311600	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSION	PEDIATRIA	6915	2000120050311650	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	QUIRURGICAS	6543	2000120050208250	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	QUIRURGICAS	6544	2000120050208260	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	QUIRURGICAS	6931	2000120050310560	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	QUIRURGICAS	6932	2000120050310750	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	9	2000120050208330	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6432	2000120050108000	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6434	2000120050208110	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6435	2000120050208160	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6436	2000120050208180	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6437	2000120050208190	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6438	2000120050208240	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6441	2000120050208350	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6442	2000120050208360	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6443	2000120050208390	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6444	2000120050208400	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6446	2000120050208450	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6448	2000120050208530	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6449	2000120050208600	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6450	2000120050208870	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6491	2000120050107970	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6492	2000120050208030	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6493	2000120050208080	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6495	2000120050208200	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6496	2000120050208210	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSION	UCI	6497	2000120050208230	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6498	2000120050208240	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6500	2000120050208270	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6501	2000120050208310	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6502	2000120050208320	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6503	2000120050208320	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6504	2000120050208370	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6505	2000120050208420	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6506	2000120050208430	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6507	2000120050208440	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6508	2000120050208470	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6510	2000120050208800	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6511	2000120050208860	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6512	2000120050208860	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6513	2000120050208870	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6515	2000120050208880	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6516	2000120050208880	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6517	2000120050208890	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6518	2000120050208930	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6519	2000120050208930	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6520	2000120050208210	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6521	2000120050208940	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6522	2000120050208950	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6523	2000120050208960	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6524	2000120050208960	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div><div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSION	UCI	6525	2000120050208960	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6526	2000120050208970	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6528	2000120050208980	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6529	2000120050208980	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6530	2000120050209000	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6541	2000120050208210	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6549	2000120050208320	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6550	2000120050208340	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6551	2000120050208350	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6552	2000120050208350	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6553	2000120050208350	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6554	2000120050208360	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6555	200120050208365	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6557	2000120050208390	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6558	2000120050208430	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6559	2000120050208430	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6560	2000120050208440	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6561	2000120050208440	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6562	2000120050208440	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6563	2000120050208450	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6564	2000120050208460	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6565	2000120050208470	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6566	2000120050208470	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6567	2000120050208500	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6568	2000120050208510	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSION	UCI	6569	2000120050208510	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6571	2000120050208510	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6572	2000120050208540	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6575	2000120050208550	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6576	2000120050208570	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6577	2000120050208570	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6578	2000120050208580	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6579	2000120050208580	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6580	2000120050208850	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6581	2000120050208850	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6582	2000120050208850	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6583	2000120050208860	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6584	2000120050208870	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6585	2000120050208880	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6592	2000120050208940	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6593	2000120050208940	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6595	2000120050208940	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6596	2000120050208950	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6597	2000120050208950	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6598	2000120050208950	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6599	2000120050208960	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6600	2000120050208970	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6601	2000120050208910	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6602	2000120050208980	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6603	2000120050208980	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSION	UCI	6604	2000120050208990	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6605	2000120050208990	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6606	2000120050208320	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6607	2000120050208930	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6608	2000120050208030	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6609	2000120050208400	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6610	2000120050208520	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6878	2000120050311000	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6879	2000120050311000	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6880	2000120050311020	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6881	2000120050311210	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6883	2000120050311450	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6884	2000120050311460	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6885	2000120050311470	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6887	2000120050311470	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6889	2000120050311480	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6891	2000120050311480	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6895	2000120050311500	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6897	2000120050311510	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6898	2000120050311520	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6899	2000120050311520	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6901	2000120050311530	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6903	2000120050311540	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6904	2000120050311540	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6905	2000120050311550	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSION	UCI	6906	2000120050311560	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6907	2000120050311560	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6908	2000120050311560	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6909	2000120050311580	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6910	2000120050311580	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6911	2000120050311580	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6913	2000120050311600	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6914	2000120050311610	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6916	2000120050311650	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6918	2000120050311680	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6921	2000120050311700	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6922	2000120050311700	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6923	2000120050311710	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6924	2000120050311710	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6925	2000120050311740	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6927	2000120050311740	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6928	2000120050311760	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6929	2000120050311770	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6930	2000120050311770	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6933	2000120050310940	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6934	2000120050310960	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6935	2000120050310970	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	UCI	6937	2000120050310990	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	URGENCIAS	6531	200120050107971	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	URGENCIAS	6540	200120050208213	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE INFUSION	URGENCIAS	6548	2000120050208310	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	URGENCIAS	6886	2000120050311470	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	URGENCIAS	6890	2000120050311480	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
BOMBA DE INFUSION	URGENCIAS	6892	2000120050311480	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
CENTRIFUGA	LABORATORIO CLÍNICO	7203	DP2007142	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
CENTRIFUGA	LABORATORIO CLÍNICO	7204	DP2007146	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	SERVICIO AMBULANCIA	6658	456862000157	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	URGENCIAS REANIMACIÓN	10163776	142614110009	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	CX	8585	EZ-04089887	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	ENDOSCOPIA	8317	EZ-04039878	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	MEDICINA INTERNA	6770	EZ-03035165	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	MEDICINA INTERNA	7316	EZ-05042196	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	ORTOPEDIA	7206	EZ-14060873	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	PEDIATRIA	7208	EZ-14060894	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	QUIRURGICAS	7207	EZ-14060887	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	SERVICIO AMBULANCIA	6709	EZ-03035176	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	UCI	6691	EZ-03035186	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	URGENCIAS	7209	EZ-14060910	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DEFIBRILADOR	CIRUGIA	1701	2127	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DOPPLER FETAL	CONSULTA EXTERNA	5525	BPG-60100	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DOPPLER FETAL	URGENCIAS	5524	PPG-20105	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DOPPLER FETAL	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6271	560054-M19909180023	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
DOPPLER FETAL	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	6272	560054-M19909180024	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7191	ELT210100297	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7192	ELT210100298	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7955	ELT210800204	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7956	ELT210800205	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	7957	ELT210800206	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROBISTURI	CIRUGIA	3785	S3E08836AX	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	CIRUGIA	7297	360625-M21410570033	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	CONSULTA EXTERNA	6835	360251M20606280015	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	GESTION TECNOLOGICA	7296	360625-M21410570031	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	MEDICINA INTERNA	7292	360625-M21410570010	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	MEDICINA INTERNA	7295	360625-M21410570028	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	ORTOPEDIA	7294	360625-M21410570027	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	PEDIATRIA	7291	360625-M21410570009	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	QUIRURGICAS	7293	360625-M21410570025	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	UCI	6430	M19C14370010	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCARDIOGRAFO	URGENCIAS	7298	360625-M21410570040	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
ELECTROCAUTERIO	GESTION TECNOLOGICA	2679	AA3310047	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO DOBLE	CIRUGIA	4686	FMAD12306DM-FMAD12307DM	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO DOBLE	CIRUGIA	4687	FMAD12310DM-FMAD12311DM	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO DOBLE	CIRUGIA	0	FMAD12310DM-FMAD12311DM	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	4357	FMA028833LN	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	5473	FMA027373LN	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	5474	FMA028834LN	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	5476	FM-20120718	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5275	FM-20113824	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	6399	1313137	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	6401	1313141	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	6403	1313152	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	6404	1313153	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	6405	1313211	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	6406	1313214	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	6407	1313218	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6400	1313138	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6408	1313219	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8033	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8034	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	8035	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	ENDOSCOPIA	5917	F03181	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	8117	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	8118	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	8119	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	8121	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	8122	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	ORTOPEDIA	8040	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	ORTOPEDIA	8041	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	ORTOPEDIA	8042	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	ORTOPEDIA	8043	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8044	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8045	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8046	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8047	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8048	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8050	N/A	AMVEX	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8051	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8052	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8053	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8054	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8055	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8056	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8057	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8059	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8060	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8061	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8062	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8063	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8064	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8065	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8066	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	8067	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	8018	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	8019	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	8021	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	8022	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	8023	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	8024	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	8025	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	8027	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	8029	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	8030	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5921	F03181	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5922	F03181	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8070	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8071	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8088	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8090	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8093	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8095	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8097	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8100	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8101	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8102	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8103	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8104	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8106	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8107	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8108	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8109	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8110	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8111	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8112	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8113	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8114	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8115	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	8116	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	NA	FMAD12383DM	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	NA	FMAD12382DM	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	4358	FMA027409LN	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5273	FMA012294DM	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	5531	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	5532	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	5535	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	5536	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	5537	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	5529	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	5530	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CONSULTA EXTERNA	4757	8052152	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	ENDOSCOPIA	2930	8052152	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	NA	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	5267	03 05257	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	PEDIATRIA	5477	405189	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	QUIRURGICAS	5006	8053164	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6772	61K20060033-087	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6774	61K20060033-094	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6779	61K20060033-088	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6780	61K20060033-170	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6783	61K20060033-101	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6784	61K20060033-175	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6785	61K20060033-163	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6786	61K20060033-154	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	4362	FMB197B-15L-CH	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	4363	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	6788	61K20060033-095	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	6789	61K20060033-174	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	6775	61K20060033/212	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	CIRUGIA	6776	61K20060033/168	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	ENDOSCOPIA	4361	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	4365	FMB197B-15L-CH	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6773	61K20060033/179	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4359	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	AMBULANCIA MOVIL 05	8414-7	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	5183	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	MEDICINA INTERNA	5184	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5201	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	5272	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INCUBADORA	LABORATORIO	2411	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INCUBADORA	LABORATORIO	2580	22AR-2	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	CIRUGIA	5755	170623182	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	UCI	5753	170623207	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	UCI	6858	2007027203	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
INFUSOR DE PRESION	UCI	6859	2007027204	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	7190	KU-04003418	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	8403	KG-21008975	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	8404	KG-28011010	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	8405	KG-24009618	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MAQUINA DE ANESTESIA	ENDOSCOPIA	1612	DB1A101280	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MAQUINA DE ANESTESIA	CIRUGIA	5598	SP-20814-16	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GESTION TECNOLOGICA	3903	US23152266	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GESTION TECNOLOGICA	3905	US23152267	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GESTION TECNOLOGICA	4045	US23152265	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR DE SIGNOS VITALES	GESTION TECNOLOGICA	4114	US23152268	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8252	Q068A055932	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7130	Q068A027340	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7131	Q068A027346	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	8249	Q068A027408	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	8250	Q068A027548	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	8251	Q068A055908	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	5500	C516110347	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5499	C516110350	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5501	C516110346	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5511	C16110368	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5514	C516110373	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5502	C516110344	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5515	C516110375	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	5504	C516110361	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	5505	C516110362	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	5506	C516110363	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	5496	C516110360	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	ENDOSCOPIA	5602	A044E002488	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5939	M009A018340	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5940	M009A018351	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5941	M009A018329	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5942	M009A018330	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5943	M009A018335	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5944	M009A018352	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	5945	M009A018345	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6481	Q068A035110	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6482	Q068A035123	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6483	Q068A035127	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6484	Q068A035179	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6485	Q068A035184	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6486	Q068A035219	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6487	Q068A035220	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6488	Q068A035231	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6489	Q068A035273	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6490	Q068A035279	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6680	Q068A035096	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6681	Q068A035131	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6682	Q068A035187	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6683	Q068A035189	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6684	Q068A035206	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6685	Q068A035208	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6686	Q068A035224	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6687	Q068A035239	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6688	Q068A035240	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6689	Q068A035242	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6690	Q068A035283	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	AMBULANCIA	8414-1	E7211104070	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7007	E7200527025F	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7011	E7200527093F	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CONSULTA EXTERNA	7012	E7200527110F	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7008	E7200527033F	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7009	E7200527061F	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6973	S2SNF3552	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	6974	S2SNF3583	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7033	S2SNF3225	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7034	S2SNF4120	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7035	S2SNF3216	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7038	S2SNF3222	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7039	S2SNF3214	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7040	S2SNF3227	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	QUIRURGICAS	7042	S2SNF3320	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	AMBULANCIA	7187	360069-M21119550093	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	AMBULANCIA	7188	360069-M21119550097	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	1573	301132-M11A00470004	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	1606	301132-M11A00470001	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	6419	M20213030010	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7073	360080-M20421870003	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7076	360080-M20421870004	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7077	360080-M20421870011	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7078	360080-M20421870008	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7083	360080-M20421870006	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7087	360080-M21616600001	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7088	360080-M21616600002	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7089	360080-M21616600004	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7090	360080-M21616600005	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7091	360080-M21616600006	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7092	360080-M21616600007	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7093	360080-M21616600008	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7094	360080-M21616600009	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7095	360080-M21616600010	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	7096	360080-M21616600012	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	8189	360080-M21710890001	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	8190	360080-M21710890009	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	8191	360080-M21710890003	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	1614	301132-M11A00470017	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7318	360080-M20421870007	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	7319	360080-M20421870005	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7072	360080-M20601040030	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7074	360080-M20421870012	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7075	360080-M20601040013	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7079	360080-M20408970004	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7080	360080-M20601040002	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:**

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7081	360080-M20408970001	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7082	360080-M20408970008	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7084	360080-M20421870014	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7085	360080-M20601040028	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7086	360080-M20601040021	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7175	360069-M21119550005	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7176	360069-M21119550009	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7177	360069-M21119550020	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7179	360069-M21119550040	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7181	360069-M21119550049	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7182	360069-M21119550053	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	7183	360069-M21119550075	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	8126	360080-M21616600044	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	8127	360080-M21616600045	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	MEDICINA INTERNA	8128	360080-M21616600046	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7097	360080-M21616600013	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7178	360069-M21119550028	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7184	360069-M21119550082	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7185	360069-M21119550085	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7186	360069-M21119550091	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	PEDIATRIA	7189	360069-M21119550098	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	6420	M20213040012	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8129	360080-M21616600047	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8130	360080-M21616600048	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8131	360080-M21616600049	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8132	360080-M21710860004	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8133	360080-M21710860005	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8134	360080-M21710860007	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8135	360080-M21710860010	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8136	360080-M21710860011	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8137	360080-M21710860013	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8138	360080-M21710860015	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8139	360080-M21710860016	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8140	360080-M21710860017	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8141	360080-M21710860019	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8142	360080-M2161660001	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8143	360080-M2161660002	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	UCI	8144	360080-M2161660006	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6421	M20213040020	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7098	360080-M21616600014	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7099	360080-M21616600015	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7100	360080-M21616600016	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7101	360080-M21616600017	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7102	360080-M21616600018	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7103	360080-M21616600020	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7104	360080-M21616600022	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7105	360080-M21616600025	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7106	360080-M21616600026	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7107	360080-M21616600027	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7108	360080-M21616600030	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7109	360080-M21616600032	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7110	360080-M21616600034	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7111	360080-M21616600035	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7112	360080-M21616600036	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7113	360080-M21616600037	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	7114	360080-M21616600038	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8123	360080-M21616600040	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	8124	360080-M21616600041	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	CIRUGIA	6962	CN93916775	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4115	US12575917	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4210	US12575921	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4219	US12575918	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6947	CN93916787	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6948	CN93916794	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6949	CN93916783	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6950	CN93916781	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6951	CN93916771	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6952	CN93916776	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6953	CN93916789	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6954	CN93916792	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	ORTOPEDIA	6955	CN93916777	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6956	CN93916773	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6957	CN93916784	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6958	CN93916774	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6959	CN93916772	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
DIRECCIÓN: CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca  
PLAN DE MANTENIMIENTO DE: Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6960	CN93916790	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6961	CN93916791	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6963	CN93916788	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6964	CN93916778	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6965	CN93916690	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6966	CN93916782	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6967	CN93916785	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6968	CN93916793	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6969	CN93916780	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6970	CN93916786	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	URGENCIAS	6971	CN93916779	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
MONITOR MULTIPARAMETRO	GESTION TECNOLOGICA	4220	US12575919	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEBULIZADOR	BODEGA	614	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEBULIZADOR	BODEGA	1935	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEBULIZADOR	CONSULTA EXTERNA	3813	D7002023	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEBULIZADOR	GESTION TECNOLOGICA	4127	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEBULIZADOR	GESTION TECNOLOGICA	8073	J06020-0821	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEBULIZADOR	GESTION TECNOLOGICA	8074	J06020-0822	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEBULIZADOR	PEDIATRIA	8072	J06020-0820	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	LABORATORIO CLÍNICO	4075	4548	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	LABORATORIO CLÍNICO	2585	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	PEDIATRIA	4731	060703-00008	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	FARMACIA	7058	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	LABORATORIO CLÍNICO	2513	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	LABORATORIO CLÍNICO	2575	0	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion



<p>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</p> <p>DIRECCIÓN:</p> <p>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</p>	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p> <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</p> <p>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</p>
---	--

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
NEVERA	ORTOPEDIA	4327	863131280633	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	LABORATORIO CLÍNICO	3738	90701	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
NEVERA	PEDIATRIA URGENCIAS	3979	863140380270	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO CLÍNICO	2563	OB1110751	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2557	07Z1078	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2559	04R5845	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2560	07Z1078	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2562	01C9514	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8148	210100299	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8149	210100301	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8151	210100303	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8153	210100305	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8155	210100307	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8156	210100308	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8157	210100309	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8158	210100310	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8159	210100311	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8160	210100312	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8162	210100314	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8163	210100315	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8164	210100316	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8167	210100319	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8170	210100322	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8171	210100323	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8172	210100324	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8175	210100327	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8179	210100331	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8180	210100332	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8181	210100333	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8182	210100334	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8183	210100335	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8184	210100336	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8185	210100337	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8186	210100338	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8188	210100340	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	8187	210100339	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	ENDOSCOPIA	2925	216036-M11801500078	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	GESTION TECNOLOGICA	1833	316036-M11801500077	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	PEDIATRIA	1489	316036-M11801500080	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	PEDIATRIA	5434	316036-M11801500079	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	PEDIATRIA	5651	316036-M16C05920019	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	PEDIATRIA	7002	360101-M21306960041	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	PEDIATRIA	7317	360101-M21306960023	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HEMOCULTIVO	5999	FS1C2005250101074	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HEMOCULTIVO	6000	FS1C2005250101045	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HEMOCULTIVO	5994	182006001625	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HEMOCULTIVO	5995	182006001559	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HEMOCULTIVO	5996	182006001641	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HEMOCULTIVO	5998	182006001262	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HEMOCULTIVO	6006	182006001312	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

## Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PULSOXIMETRO	HEMECARE	6007	182006001554	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HEMECARE	6008	182006001419	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HEMECARE	6009	182006001356	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	HEMECARE	6010	182006001628	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PULSOXIMETRO	UCI	6015	182006001626	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	ALMACEN	5981	100486	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	PEDIATRIA	5980	97507	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	URGENCIAS	5979	100485	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	URGENCIAS OFICINA JULIO	7224	317708	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTION TECNOLOGICA	6710	147195	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	ALMACEN	6711	147196	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTION TECNOLOGICA	6712	147198	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTION TECNOLOGICA	6713	147214	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTION TECNOLOGICA	6714	147216	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTION TECNOLOGICA	6715	147219	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTION TECNOLOGICA	6716	147220	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTION TECNOLOGICA	6717	147221	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTION TECNOLOGICA	6718	147222	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTION TECNOLOGICA	6719	147225	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	GESTION TECNOLOGICA	6722	147228	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	6721	147227	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	URGENCIAS OFICINA JULIO	6720	147226	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	8586	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO	PEDIATRIA	6723	10141964	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	ALMACEN	6871	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	GESTION TECNOLOGICA	8590	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	UCI	6872	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	UCI	8587	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
REGULADOR DE OXIGENO PORTATIL	UCI	8588	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENS ANALOGO	FISIOTERAPIA	7195	SZ5201254425	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENS ANALOGO	FISIOTERAPIA	7196	SZ5201254426	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	7210	210242013	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6667	835448	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6988	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6990	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6991	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6992	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6994	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6995	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6996	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6997	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6998	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6999	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	7001	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4344	965181	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	CONSULTA EXTERNA	2129	110308134953	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	CONSULTA EXTERNA	2665	110321182535	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	URGENCIAS	5303	110309110538	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	URGENCIAS PEDIATRIA	6095	150915071448	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7211	210242023	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
<div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7212	210242024	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7213	210242033	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7214	210242034	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	CONSULTA EXTERNA	7215	210242036	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	6669	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4345	1065209	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	PEDIATRIA	5828	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	PEDIATRIA	5829	1089505	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	PEDIATRIA	5830	1089502	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	PEDIATRIA	5831	1089528	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AMBULANCIA BASICA	5427	140207065251	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	ORTOPEDIA	6060		ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	GESTIÓN TECNOLÓGICA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS	7068	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	MEDICINA INTERNA CP1	7064	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	ORTOPEDIA NEVERA	7062	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	REFERENCIA CONTRARREFERENCIA	7069	20230250	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	REFERENCIA CONTRARREFERENCIA	7070	20230319	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	UCI	7066	N/A	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	BACKUP REANIMACION	NA	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	PEDIATRIA CUARTO MEDICAMENTOS	6062	19408	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	UCI	S/D	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	UCI	S/D	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	UCI	7067	20230260	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	URGENCIAS	7063	20230221	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	CIRUGIA	7071	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	MEDICINA INTERNA CP2	6068	19420	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	CIRUGIA	6063	19409	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	ENDOSCOPIA	6069	19421	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	FARMACIA	6070	19422	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	FARMACIA CX	6071	19423	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	FARMACIA PRINCIPAL	6072	19424	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	PEDIATRIA	6061	19407	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	QUIRURGICAS CP	6058	19404	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	URGENCIAS PEDIATRIA	6059	19405	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	URGENCIAS REANIMACION	6064	19416	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	FARMACIA	6053	19468	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	FARMACIA CX NEVERA	6055	19470	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	FARMACIA PRINCIPAL NEVERA	6054	19469	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	LABORATORIO CLÍNICO	4725	20230349	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOMETRO DIGITAL	LABORATORIO CLÍNICO	6052	20230340	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TORNIQUETE	ALMACEN	6268	190280022	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TORNIQUETE	CIRUGIA	6267	1902080021	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TORNIQUETE	CIRUGIA	6267	190280021	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	CIRUGIA	NR	760VRF-004090	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	CIRUGIA	NR	760VRF-004088	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	CIRUGIA	NR	760VRF-004066	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	CIRUGIA	NR	760VRF-004065	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	CIRUGIA	NR	760VRF-004055	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	QUIRURGICAS	NR	760VRF-004062	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6410	300VRA-002062	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VACUOMETRO	UCI	6411	300VRA-002063	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6412	300VRA-002064	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6413	300VRA-002065	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6414	300VRA-002066	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6415	300VRA-002067	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6416	300VRA-002068	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6417	300VRA-002069	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6418	300VRA-002070	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	5746	VRA10011AP	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	5747	VRA10010AP	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6831	61K200600310183	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6832	61K200600310184	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	GESTION TECNOLOGICA	6833	61K200600310188	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6816	61K200600310001	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6817	61K200600310002	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6818	61K200600310003	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6819	61K200600310004	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6820	61K200600310005	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6821	61K200600310006	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6822	61K200600310007	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6823	61K200600310008	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6824	61K200600310009	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6825	61K200600310010	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6826	61K200600310011	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6827	61K200600310012	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

### PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VACUOMETRO	UCI	6828	61K200600310054	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6829	61K200600310058	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VACUOMETRO	UCI	6830	61K200600310181	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR DE TRANSPORTE	UCI	6673	AY20F017687	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6744	VG70(U)XZS34067	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6728	VG70(U)XZS30588	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6730	VG70(U)XZS30678	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6731	VG70(U)XZS33220	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6732	VG70(U)XZS33261	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6733	VG70(U)XZS33297	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6734	VG70(U)XZS33302	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6735	VG70(U)XZS33330	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6736	VG70(U)XZS33353	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6738	VG70(U)XZS33513	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6742	VG70(U)XZS33667	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6743	VG70(U)XZS34039	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	N/R	VG70(U)XZS33493	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	N/R	VG70(U)XZS33517	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	N/R	VG70(U)XZS33987	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	N/R	VG70(U)XZS33554	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6394	MV2000TA1E0281	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6389	MV2000TA1D0157	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6390	MV2000TA1E0199	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6392	MV2000TZ1E0196	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6393	MV2000TA1E0280	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
VENTILADOR MECANICO	UCI	6395	MV2000TA1E0198	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6397	MV2000TA1E0238	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
VENTILADOR MECANICO	UCI	6398	MV2000TA1E0282	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
FLUJOMETRO SENCILLO	UCI	6402	1313150	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2556	01C9514	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
PIPETA AUTOMATICA	LABORATORIO	2561	11P0644	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	6993	NR	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TENSIOMETRO ADULTO	GESTION TECNOLOGICA	5832	1089501	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO	BACKUP	NA	NA	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion
TERMOHIGROMETRO CON Sonda	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	NA	20230181	ANUAL	De acuerdo a cronograma	Proveedor Externo	Calibracion

[illegible]

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR 1	PARQUEADERO GERENCIA SEGUIDO SUBESTACION	3589	SR4	ANUAL	1-jul.-24	EMPRESA POR CONTRATAR	Revisión de funcionamiento y voltajes y nivel de batería, cambio de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, limpieza general . (realizar ajustes necesarios de todo el sistema por mal funcionamiento).
PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR 1	PARQUEADERO GERENCIA SEGUIDO SUBESTACION	3590	SR5	SEMANAL	TODOS LOS MESES (ULTIMO VIERNES DE CADA SEMANA)	TECNICOS HDMCR	Revisión de funcionamiento , voltajes y nivel del liquido de batería, nivel de temperatura, nivel del tanque de combustible, nivel agua de radiador, presión de aceite, Revisar aceite de motor, Revisar filtro de aire, revisar nivel de combustible, limpieza general se se requiere.
PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR 2	PARQUEADERO GERENCIA SEGUIDO SUBESTACION	NA	NA	ANUAL	20-jul.-24	EMPRESA POR CONTRATAR	Revisión de funcionamiento y voltajes y nivel de batería, cambio de aceite, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, limpieza general . (realizar ajustes necesarios de todo el sistema por mal funcionamiento).
PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR 2	PARQUEADERO GERENCIA SEGUIDO SUBESTACION	NA	NA	SEMANAL	TODOS LOS MESES (ULTIMO VIERNES DE CADA SEMANA)	TECNICOS HDMCR	Revisión de funcionamiento , voltajes y nivel del liquido de batería, nivel de temperatura, nivel del tanque de combustible, nivel agua de radiador, presión de aceite, Revisar aceite de motor, Revisar filtro de aire, revisar nivel de combustible, limpieza general se se requiere.

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CUARTOS FRIOS Y NEVERAS							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
NEVERA HACEB	CAFETÍN GERENCIA	97	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA PHILIPS	CIRUGÍA	1769	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA HACEB	UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS	1912	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA MABE	SERVICIOS GENERALES	2107	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA HACEB	CONSULTA EXTERNA	2185	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA MABE	TERAPIA FÍSICA	2327	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA HACEB	LABORATORIO CLÍNICO	2513	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA HACEB	UNIDAD FUNCIONAL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2872	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA HACEB	ESTADÍSTICA	3149	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
CUARTO FRIO	ALIMENTACION	3445	N/A	SEMESTRAL	enero - mayo - septiembre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
CUARTO FRIO	ALIMENTACION	3446	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA HACEB	SUMINISTROS	3608	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA IMBERA BEYOND COOLING PEDIALYTE CON ZIN	H. PEDIATRÍA	3979	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA CASTELL	LABORATORIO CLÍNICO	4075	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA MBERA BEYOND COOLIN	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	4327	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA CHALLENGER	H. PEDIATRÍA	4731	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA PARA CADAVERES SUPERNORDICO	MORGUE	7962	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA MINI-BAR CHALLENGER	URGENCIAS	8842	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2025	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA MINI-BAR CHALLENGER	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	8843	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2026	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA MINI-BAR CHALLENGER	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	8844	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2027	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA MINI-BAR CHALLENGER	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	8845	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2028	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA MINI-BAR CHALLENGER	U.C.I.	8846	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2029	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA MINI-BAR ELECTROLUX	FARMACIA	8847	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2030	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)
NEVERA HACEB	LABORATORIO CLÍNICO	8857	N/A	SEMESTRAL	febrero - junio - octubre 2024	Proveedor Externo	Revisar presión, limpieza de compresor y cambio de piezas desgastadas si aplica)

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
EQUIPOS DE REFRIGERACION							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL HP-COLOR	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	686	N/A	SEMENTRAL	enero - julio	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL GOODMAN	UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS	2093	N/A	SEMENTRAL	enero - julio	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL GOODMAN	OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO	2094	N/A	SEMENTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL GOODMAN	UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS	2095	N/A	SEMENTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CARRIER	CIRUGÍA	2096	N/A	SEMENTRAL	enero - julio	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO N-ICEDAY	FISIOTERAPIA	2833	N/A	SEMENTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CARRIER	URGENCIAS	3751	N/A	SEMENTRAL	enero - julio	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT KOMFOR NET	SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA	4105	N/A	SEMENTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT KOMFOR NET	FACTURACIÓN	4122	N/A	SEMENTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE CENTRAL CARRIER	LABORATORIO CLÍNICO	4193	N/A	SEMENTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO KOMFORT ALL	TESORERÍA	4228	N/A	SEMENTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT OLG	CONSULTA EXTERNA	4291	N/A	SEMENTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT KOMFORT-ALL	CONSULTA EXTERNA	4375	N/A	SEMENTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT KOMFORT-ALL	CONSULTA EXTERNA	4376	N/A	SEMENTRAL	junio - diciembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT KOMFORT-ALL	CONSULTA EXTERNA	4377	N/A	SEMENTRAL	junio - diciembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT KOMFORT-ALL	CONSULTA EXTERNA	4430	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT KOMFORT-ALL	CONSULTA EXTERNA	4431	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO INNOVAIR	SISTEMAS	4440	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT KOMFORT-ALL	COORDINACIÓN HOSPITALIZACIÓN	4470	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MULTIZONE	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	4530	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MULTIZONE	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	4535	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MULTIZONE	HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	4537	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT KOMFOR NET	UNIDAD FUNCIONAL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4555	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MITSUBISHI	ENDOSCOPIA	4719	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SOMPLY	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	5441	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	5663	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	CONSULTA EXTERNA	5664	N/A	SEMESTRAL	enero - julio	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	CONSULTA EXTERNA	5665	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	CONSULTA EXTERNA	5666	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO INNOVAIR	AUDITORIO	5673	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE STARLIGTH	H. PEDIATRÍA	5741	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE STARLIGTH	H. PEDIATRÍA	5742	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE STARLIGTH	HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICAS	5743	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BLUELINE	LABORATORIO CLÍNICO	5805	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BLUELINE	CIRUGÍA	5806	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BLUELINE	FISIOTERAPIA	5807	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BLUELINE	CIRUGÍA	5812	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BLUELINE	CONSULTA EXTERNA	5813	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6056	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	6057	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	FACTURACIÓN	6141	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	COORDINACIÓN CIRUGIA	6142	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	CONTROL INTERNO	6347	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE	URGENCIAS	6348	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONFOR-FRESH	OFICINA ASESORA JURÍDICA	6349	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONFOR-FRESH	FACTURACIÓN	6350	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO SAMSUNG	URGENCIAS	6351	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO SAMSUNG	URGENCIAS	6352	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6379	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6380	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6381	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6382	N/A	SEMESTRAL	abril - octubre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6383	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6384	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6385	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6386	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6387	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6388	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6467	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6468	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6469	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6693	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6694	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6695	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6696	N/A	SEMESTRAL	junio - diciembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	ASESORA DE GERENCIA Y COORDINACIÓN MEDICA	6697	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

<div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div> <div>ANEXO No. 1</div> <div>SNS 3000-PMH</div> <div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div> <div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6698	N/A	SEMESTRAL	mayo - noviembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6699	N/A	SEMESTRAL	enero - julio	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6700	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6701	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6702	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA I.	6703	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6704	N/A	SEMESTRAL	enero - julio	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6705	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6706	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6708	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO SAMSUNG	HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA II.	6726	N/A	SEMESTRAL	febrero - agosto	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO SAMSUNG	CIRUGÍA	6727	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	6938	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	CONSULTA EXTERNA	6939	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	GERENCIA	6940	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	SUMINISTROS	6941	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TRANE	URODINAMIA	6942	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MAXLIN	ECOGRAFÍA	8458	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MABE	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	8574	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BLUELINE	LABORATORIO CLÍNICO	8848	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT BLUELINE	LABORATORIO CLÍNICO	8849	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT STAR LIGTH	BODEGA MANTENIMIENTO	8457	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque
AIRE ACONDICIONADO DE 13.500 BTU.	AMBULANCIA MEDICALIZADA	4332	N/A	SEMESTRAL	marzo - septiembre	Proveedor Externo	Limpieza de filtros,desague, evaporador, condensadora,blower moto ventilador, circuitos electronicos, revisar presion de refrigerante, inspeccion visual de condensadores de arranque

MUEBLES DE USO ASISTENCIAL	
----------------------------	--

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	CIRUGIA	4307	020014K901004100049	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	CIRUGIA	4305	0214K9010041 00040	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	CIRUGIA	4304	0214K9010041 00042	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	CIRUGIA	5849	59700	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ENDOSCOPIA	4522	48641	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ENDOSCOPIA	5847	59701	ANUAL	AGOSTO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	FISIOTERAPIA	4301	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	FISIOTERAPIA	4485	48491	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6627	M4V-013	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.



<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	7250	6723	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6621	M4V-031	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	5544	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6618	M4V-028	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6613	M4V-003	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6620	M4V-030	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	7228	6701	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6617	M4V-027	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6622	M4V-032	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6630	M4V-020	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6612	M4V-002	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6637	M4V-037	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	3928	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	4506	48489	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6634	M4V-026	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	7227	6700	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	7226	6699	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6628	M4V-014	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6629	M4V-019	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	7230	6703	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	7241	6714	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	7248	6721	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6478	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	4300	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6477	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6476	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6473	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6471	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6474	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6472	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	6475	NR	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	7246	6719	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7231	6704	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7232	6705	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7233	6706	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7234	6707	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7235	6708	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7236	6709	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7237	6710	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7238	6711	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7242	6715	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7243	6716	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7244	6717	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7245	6718	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	ORTOPEDIA	7249	6722	ANUAL	FEBRERO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	5540	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	5541	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	5543	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	5547	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	5546	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	5545	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	4303	0214K901004100044	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	4308	0214K901004100048	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	4298	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	4306	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	5539	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	5548	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	6479	NR	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	QUIRURGICAS	7247	6720	ANUAL	JULIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6619	M4V-029	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6614	M4V-004	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6635	M4V-035	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6624	M4V-008	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6623	M4V-007	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6625	M4V-009	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6633	M4V-025	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Inspección funcional y estructural del equipo, Limpieza y desinfección integral externa e interna del equipo, Inspección y verificación de componentes mecánicos (diafragma, módulo regulador, O-ring, selector, conector neumático, pistón de cierre, eje de regulación, etc.) Inspección del estado de la trampa de seguridad de sobre flujo. Pruebas de funcionamiento del equipo.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6611	M4V-001	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div> <div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6640	M4V-040	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6632	M4V-024	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	7229	6702	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6631	M4V-023	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6626	M4V-010	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6638	M4V-038	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	UCI	6636	M4V-036	ANUAL	MAYO	Proveedor Externo	Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo, Verificar sistema eléctrico y neumático, motor, vaso, mangueras, manómetro del equipo y control de vacío. Realizar pruebas de funcionamiento.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4285	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	5846	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4528	48639	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4500	48645	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4501	49013	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4710	48513	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4711	48515	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4471	48642	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4480	48490	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4299	0214K9010041 00043	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.

<div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</div><div>ANEXO No. 1</div><div>SNS 3000-PMH</div><div>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</div><div>DIRECCIÓN:</div><div>PLAN DE MANTENIMIENTO DE:</div><div>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div><div>CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca</div><div>Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo</div></div>							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4505	48644	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4712	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	5848	59699	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	3920	26480	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	4288	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	3931	NR	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	6615	M4V-017	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	6616	M4V-018	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	URGENCIAS	6639	M4V-039	ANUAL	JUNIO	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificacion de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	8755	9324	ANUAL	DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	8756	9325	ANUAL	DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	8757	9326	ANUAL	DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	8758	9327	ANUAL	DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	8759	9328	ANUAL	DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	8760	9329	ANUAL	DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	8761	9330	ANUAL	DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	8762	9331	ANUAL	DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026 ANEXO No. 1 SNS 3000-PMH HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo							
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:							
DIRECCIÓN:							
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:							
Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	8763	9332	ANUAL	DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA ELÉCTRICA	MEDICINA INTERNA	8764	9333	ANUAL	DICIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza integral externa e interna del equipo, Verificacion del estado de la carcasa, pantalla, botones, alarmas visuales y audibles. Verificacion de funcionamiento del equipo a tres (3) volúmenes diferentes.
CAMA MECÁNICA	PEDIATRIA	4252	38039	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificacion de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CAMA MECÁNICA	PEDIATRIA	4253	38035	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificacion de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CAMA MECÁNICA	PEDIATRIA	4251	38040	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificacion de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CAMA MECÁNICA	PEDIATRIA	4255	38037	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificacion de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CAMA MECÁNICA	PEDIATRIA	4250	38038	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificacion de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CAMA MECÁNICA	PEDIATRIA	4249	38036	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificacion de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CAMILLA DE TRANSPORTE	CIRUGÍA ADMISIÓN	1671	65506	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	1676	9802034751	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	1678	64572	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	1668	65503	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	CONSULTA EXTERNA	1675	64570	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	COVE PRIMER PISO	1526	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	ENDOSCOPIA	4425	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MEDICINA INTERNA 1	6171	68446	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MORGE	4295	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MORGE	3824	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MORGE	4110	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MORGE	3821	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	MORGE	4113	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	ORTOPEDIA	6172	68448	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	PATIO UCI	3820	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	PATIO UCI	4111	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	PEDIATRÍA	2240	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	PEDIATRÍA REANIMACIÓN	6170	68634	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	UCI	1672	65047	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	1647	65508	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	1669	64564	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	4294	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	3825	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	4109	36858	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	4107	36857	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	1667	64568	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	4292	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	4437	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS	1679	64566	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS CONSL1	2029	63914	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS CONSL2	3819	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS CONSL3	2009	63353	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS CONSL4	4436	46501	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	5799	56219	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4263	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	4112	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	5798	56360	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	6173	68633	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS OBSERVACIÓN	2051	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PASILLO	1670	64573	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PASILLO	4296	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PASILLO	4106	36859	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PASILLO	3822	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PROCEDIMIENTOS	5795	57071	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS PROCEDIMIENTOS	5796	56359	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS REANIMACIÓN	4108	36860	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS REANIMACIÓN	5800	NR	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	URGENCIAS REANIMACIÓN	4438	49343	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5850	59987	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5851	59990	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5852	59989	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5853	59988	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5946	ISKS18045	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5947	ISKS18056	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5948	ISKS18058	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5949	ISKS18066	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES



	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGIA RECUPERACIÓN	5950	ISKS18070	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGIA RECUPERACIÓN	5951	ISKS18073	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	5952	ISKS18074	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGIA RECUPERACIÓN	4716	49456	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRAULICA	CIRUGÍA RECUPERACIÓN	4715	49466	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
CAMILLA GINECOLOGICA	ENDOSCOPIA	7951	NR	SEMESTRAL	MARZO SEPTIEMBRE	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes electricos y mecanicos. Lubricacion de partes moviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4247	38834	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	3829	26535	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4240	38831	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	3830	NR	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4243	38827	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5697	54546	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5696	54554	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4248	38826	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5731	54549	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4239	38823	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4245	38832	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4254	37937	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4244	38833	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4556	38835	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	3828	26534	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5695	54551	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5698	54548	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4238	38828	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4236	38822	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5730	54547	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5729	54553	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4242	38824	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4235	38829	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	4241	38830	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5728	54552	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5699	54545	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
CUNA PEDIATRICA	PEDIATRIA	5717	54550	ANUAL	ABRIL	Proveedor Externo	Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de funcionamiento ruedas, mecanismos, engranajes, pistones.
MESA DE MAYO	CIRUGIA	1536	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	1558	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	1597	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	1613	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	1632	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	2168	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	2655	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	2674	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA DE MAYO	CIRUGIA	2734	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA QUIRÚRGICA	CIRUGIA	1530	NR	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos. Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de
MESA QUIRÚRGICA	CIRUGIA	3943	M1-3100428	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos. Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de
MESA QUIRÚRGICA	CIRUGIA	1610	0418189001	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos. Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de
MESA QUIRÚRGICA	CIRUGIA	3944	M1-32000469	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos. Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de
MESA QUIRÚRGICA	CIRUGÍA	3730	00155	SEMESTRAL	MARZO OCTUBRE	Proveedor Externo	Limpieza externa del equipo. Verificación de componentes eléctricos y mecánicos. Lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento del equipo con todos los movimientos. Limpieza integral del equipo. Lubricación de las partes móviles, Ajustes mecánicos si lo requiere. Verificación de
MESA RIÑON	CIRUGIA	1535	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MESA RIÑON	CIRUGIA	1560	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑON	CIRUGIA	1579	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑON	CIRUGIA	1605	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑON	CIRUGIA	1624	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑON	CIRUGIA	1633	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES
MESA RIÑON	CIRUGIA	1636	0	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES

PLANTAS DE GASES MEDICINALES	
------------------------------	--

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
BOMBA DE VACIO BIGIESSE	Planta de central de gases	0	PBO-60	ANUAL	JUNIO	CONTRATISTA	MTO PREVENTIVO
COMPRESOR DE AIRE ANEST IWATA	Planta de central de gases	0		ANUAL	JULIO	CONTRATISTA	MTO PREVENTIVO
POWER OIL FREE AIR	cafeteria y laboratorio parte externa	0	JYK 35	ANUAL	AGOSTO	CONTRATISTA	MTO PREVENTIVO
TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO	Parqueadero de gerencia	0	0	ANUAL	JULIO	CONTRATISTA	REVISION DE VALVULAS Y PANEL DIGITAL; LIMPIEZA E IDENTIFICACION DE VALVULAS

AREAS ADYACENTES	

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
MANTENIMIENTO DE JARDINES	ÁREA EXTERNA	0	N/A	MENSUAL	ENERO - DICIEMBRE	JARDINERO HDMCR	PODAR, LIMPIAR, ABONAR, REMOJAR Y RESEMBRAR PERIODICAMENTE

MUEBLES O ENSERES	

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
SILLAS, ESCRITORIOS, MESAS, MAQUINARIA	TODAS LAS AREAS	0	N/A	POR SOLICITUD	POR SOLICITUD	TECNICO HDMCR	LUBRICACIÓN, PINTURA, SOLDADURA, AJUSTE, CAMBIO DE PARTES, FABRICACIÓN

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	
----------------------------------	--

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ESCRITORIO	SISTEMAS	3810	1S3660BF9MJXFBBB	SEMESTRAL	46053	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
TODO EN UNO	QUIROFANOS	4695	MJ0327FN	SEMESTRAL	46053	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
TODO EN UNO	QUIROFANOS	4696	MJ0327LR	SEMESTRAL	46053	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
TODO EN UNO	JEFE AMBULATORIO	4705	MJ0327L4	SEMESTRAL	46053	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
TODO EN UNO	QUIROFANOS	4707	MJ040468	SEMESTRAL	46081	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
TODO EN UNO	ALIMENTACION	4857	MXX5180LD1	SEMESTRAL	46081	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
TODO EN UNO	CIRUGIA MESON	4898	MXX5180LC7	SEMESTRAL	46081	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
TODO EN UNO	SISTEMAS	5090	3CR527041B	SEMESTRAL	46081	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.

	<p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026</p> <p>ANEXO No. 1</p> <p>SNS 3000-PMH</p>
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:	Infraestructura Fisica, Dotación y Equipos de Computo

**DIRECCIÓN:**

**PLAN DE MANTENIMIENTO DE:**

**CALLE 2 AOESTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca**

### Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
ESCRITORIO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	6084	JOJW7X2	SEMESTRAL	46112	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
ESCRITORIO	CALIDAD	6085	JOTV7X2	SEMESTRAL	46112	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
ESCRITORIO	SISTEMAS REPORTS	6086	H6QCDV2	SEMESTRAL	46112	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
PORTATIL HP	FINANCIERO "CONTADORA"	6118	398NTW2	SEMESTRAL	46112	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
ESCRITORIO	SECRETARIA GERENCIA	6137	YL00DN70	SEMESTRAL	46142	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
PORTATIL HP	SISTEMAS	6162	B78NTW2	SEMESTRAL	46142	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
PORTATIL HP	SISTEMAS	6163	FHDRTW2	SEMESTRAL	46142	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
PORTATIL HP	SISTEMAS	6165	53GNTW2	SEMESTRAL	46142	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
ESCRITORIO	TESORERIA	6175	7643PX2	SEMESTRAL	46173	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
ESCRITORIO	AMBULATORIOS TERAPIA	8267	S/N	SEMESTRAL	46173	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
ESCRITORIO	SISTEMAS "BACKUP"	8269	S/N	SEMESTRAL	46173	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
ESCRITORIO	COVE	8273	MXL1091PB6	SEMESTRAL	46173	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
ESCRITORIO	UCI "SIGNOS VITALES	6470	00133068	SEMESTRAL	46203	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
ESCRITORIO	ENDOSCOPIA	8276	MXL2241LWS	SEMESTRAL	46203	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
TODO EN UNO	CALIDAD	8422	DONACION UNIMINUTO	SEMESTRAL	46203	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.
TODO EN UNO	SISTEMAS SERVIDOR PRUEBA	8423	DONACION UNIMINUTO	SEMESTRAL	46203	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, LIMPIEZA SOFTWARE Y CACHE.

MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y ESCANERS	
-------------------------------------	--

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
HP LASERJET P1006	PRESUPUESTO	0052	VND4840629	SEMESTRAL	31-ene.-26	TECNICO HDMCR	Revisión de nivel de toner, hacerle limpieza con la sopladora, limpiar el kit de arrastre con alcohol
HP LASERJET P1006	PROGRAMACION DE CIRUGIA	0145	VND4840745	SEMESTRAL	31-ene.-26	TECNICO HDMCR	Revisión de nivel de toner, hacerle limpieza con la sopladora, limpiar el kit de arrastre con alcohol
HP LASERJET P1005	CENTRAL DE ESTERILIZACION	0633	VNBK00759	SEMESTRAL	31-ene.-26	TECNICO HDMCR	Revisión de nivel de toner, hacerle limpieza con la sopladora, limpiar el kit de arrastre con alcohol
DATAMAX ONEIL E4205-A	VENTANILLA UNICA(RADICACION)	3901	34969306	SEMESTRAL	28-feb.-26	TECNICO HDMCR	Revisar el nivel de las cintas, realizarle limpieza a nivel de hardware con la sopladora, limpiar el kit de arrastre con alcohol.
EPSON DS-770	FACTURACION(ESCANER)	6139	X3FX005400	SEMESTRAL	28-feb.-26	TECNICO HDMCR	Hacerle limpieza a nivel de hardware con una sopladora y limpiar con alcohol el kit de arrastre
EPSON DS-770	FACTURACION(ESCANER)	6138	X3FX005415	SEMESTRAL	28-feb.-26	TECNICO HDMCR	Hacerle limpieza a nivel de hardware con una sopladora y limpiar con alcohol el kit de arrastre
EPSON DS-530	VENTANILLA UNICA(ESCANER)	6140	X2HJ123357	SEMESTRAL	31-mar.-26	TECNICO HDMCR	Hacerle limpieza a nivel de hardware con una sopladora y limpiar con alcohol el kit de arrastre
EPSON L210	MANTENIMIENTO	S/N	S/N	SEMESTRAL	31-mar.-26	TECNICO HDMCR	Revisar el nivel de tinta, hacerle limpieza a nivel de hardware con la sopladora, limpiar con alcohol el kit de arrastre, realizarle mantenimiento desde el software.
HP LASERJET PRO M201DW	JEFE HOPITALIZACION Y CIRUGIA	S/N	S/N	SEMESTRAL	31-mar.-26	TECNICO HDMCR	Revisión de nivel de toner, hacerle limpieza con la sopladora, limpiar el kit de arrastre con alcohol
HP LASERJET PRO M201DW	TALENTO HUMANO	S/N	VNB3C58468	SEMESTRAL	30-abr.-26	TECNICO HDMCR	Revisión de nivel de toner, hacerle limpieza con la sopladora, limpiar el kit de arrastre con alcohol
HP LASERJET PRO M201DW	ARCHIVO	S/N	VNB3C46646	SEMESTRAL	30-abr.-26	TECNICO HDMCR	Revisión de nivel de toner, hacerle limpieza con la sopladora, limpiar el kit de arrastre con alcohol
EPSON DS-770	JURIDICA(ESCANER)	S/N		SEMESTRAL	30-abr.-26	TECNICO HDMCR	Hacerle limpieza a nivel de hardware con una sopladora y limpiar con alcohol el kit de arrastre
EPSON L3210	GERENCIA	8359	XAGB326260	SEMESTRAL	31-may.-26	TECNICO HDMCR	Revisar el nivel de tinta, hacerle limpieza a nivel de hardware con la sopladora, limpiar con alcohol el kit de arrastre, realizarle mantenimiento desde el software.
HP LASERJET P1006	CALIDAD	3033	VND4839988	SEMESTRAL	31-may.-26	TECNICO HDMCR	Revisión de nivel de toner, hacerle limpieza con la sopladora, limpiar el kit de arrastre con alcohol
KODAK I2600	FACTURACION(ESCANER)	8584	49386265	SEMESTRAL	30-jun.-26	TECNICO HDMCR	Hacerle limpieza a nivel de hardware con una sopladora y limpiar con alcohol el kit de arrastre

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2026

ANEXO No. 1  
SNS 3000-PMH

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
DIRECCIÓN:  
PLAN DE MANTENIMIENTO DE:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CALLE 2 AOSTE No. 76-35 Tel: 3180020 - Santiago de Cali- Valle del Cauca  
Infraestructura Física, Dotación y Equipos de Computo

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
KODAK I2600	FACTURACION(ESCANER)	S/N	49386221	SEMESTRAL	30-jun.-26	TECNICO HDMCR	Hacerle limpieza a nivel de hardware con una sopladora y limpiar con alcohol el kit de arrastre

**MANTENIMIENTO UPS**

Nombre Descripción	Localización	Inventario	Serie	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
APC D 10000 KVA	SISTEMAS	2981	ILEGIBLE	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
POWEST MICRONET 1000VA	ENDOSCOPIA	8579	EL6123300306	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
POWEST MICRONET 1000VA	CIRUGIA	S/N	S/N	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
POWER1ONLINE-2K	CIRUGIA	6116	83211906500026	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
APC 3KVA	RACK QUIRURGICAS	5418	Y50149112500	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
APC 3KVA	RACK QUIRURGICAS	5419	Y50149112499	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
TITAN 10KVA	RACK UCI	5661	170213-46460017	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
POWER E480101IRS	RACK UCI	6016	900101803310197	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
POWER1 POWER10K	MEDICINA INTERNA	6654	83921912100640	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
SAT UOL10000L.CD-10KVA	RACK PEDIATRIA	8318	XYOE43153641560001	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
SAT UOL10000L.CD-10KVA	RACK CIRUGIA	8319	XYOE43153641560006	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS
SAT UOL10000L.CD-10KVA	RACK URGENCIAS	8320	XYOE43153641560008	ANUAL	junio-30-2025	TECNICO HDMCR	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y REVISION DE ESTADO DE BATERIAS

JUAN CARLOS CORRALES BARONA  
GERENTE

LUZ MIRYAM CARABALL GARCÉS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DANIELA GALVAN OROZCO  
SUBDIRECTORA CIENTIFICA

JAIME FLOR GUTIERREZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO